

**HDD<sup>®</sup>**  
HOL-DENTAL DEPOT

*Od 30 lat  
z mijs & wijs*

# OFERTA JUBILEUSZOWA



**SZYBKA WYSYŁKA**

**[www.holdentalesklep.eu](http://www.holdentalesklep.eu)**

ul. Piotrkowska 111  
90-425 Łódź  
tel. 42 633 87 55  
e-mail: [holdental@holdental.pl](mailto:holdental@holdental.pl)  
[www.holdental.pl](http://www.holdental.pl)

**Przy zakupach powyżej 500 zł nie pobieramy opłaty za wysyłkę.**

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.  
Ceny mogą ulec zmianom bez zawiadomienia w przypadku zmian cen producentów, przepisów celnych, przepisów podatkowych lub innych niezależnych przyczyn.  
Podane w ulotce informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.  
Promocje zawarte w ulotce trwają do wyczerpania zapasów magazynowych.





JAPONSKA MARKA

# MANI<sup>®</sup>



Ponad 60-letnia historia firmy Mani opiera się na ciągłym rozwoju i doskonaleniu oferowanych produktów o czym świadczy m.in. blisko 300 zarejestrowanych patentów. Niezawodne instrumenty Mani dostępne są w ponad 120 krajach i obecne są w wielu dziedzinach opieki zdrowotnej.

Hol-Dental Depot jest wyłącznym przedstawicielem firmy Mani w Polsce. Zakupy u nas gwarantują najwyższą jakość i oryginalność produktów.

## SEKWENCJA UŻYWANIA NARZĘDZI by dr n.med. Agnieszka Kozuń

### Kanały tzw. typowe, łatwe, proste lub lekko zagięte

|                                                         |    |                      |  |
|---------------------------------------------------------|----|----------------------|--|
| Technika opracowania crown-down narzędziami maszynowymi | 1  | K-files 08           |  |
|                                                         | 2  | K-files 10           |  |
|                                                         | 3  | RT-files 15          |  |
|                                                         | 4  | RT-files 20          |  |
|                                                         | 5  | Silk Standard 08./25 |  |
|                                                         | 6  | Silk Standard 06./20 |  |
|                                                         | 7  | Silk Standard 06./25 |  |
|                                                         | 8  | Silk Standard 06./30 |  |
| Technika opracowania step-back narzędziami ręcznymi     | 1  | K-files 08           |  |
|                                                         | 2  | K-files 10           |  |
|                                                         | 3  | RT-files 15          |  |
|                                                         | 4  | RT-files 20          |  |
|                                                         | 5  | RT-files 25          |  |
|                                                         | 6  | RT-files 30 MAF      |  |
|                                                         | 7  | RT-files 35          |  |
|                                                         | 8  | RT-files 30          |  |
|                                                         | 9  | RT-files 40          |  |
|                                                         | 10 | RT-files 30          |  |
|                                                         | 11 | RT-files 45          |  |
| Technika opracowania crown-down narzędziami maszynowymi | 1  | K-files 08           |  |
|                                                         | 2  | K-files 10           |  |
|                                                         | 3  | RT-files 15          |  |
|                                                         | 4  | Gates 01             |  |
|                                                         | 5  | Gates 02             |  |
|                                                         | 6  | Gates 03             |  |
|                                                         | 7  | RT-files 20          |  |
|                                                         | 8  | RT-files 25          |  |
|                                                         | 9  | RT-files 30          |  |

### Kanały tzw. trudne, zagięte

|                                                         |    |                     |  |
|---------------------------------------------------------|----|---------------------|--|
| Technika opracowania crown-down narzędziami maszynowymi | 1  | D-finders 08        |  |
|                                                         | 2  | D-finders 10        |  |
|                                                         | 3  | RT-files 15         |  |
|                                                         | 4  | RT-files 20         |  |
|                                                         | 5  | Silk Complex 08./25 |  |
|                                                         | 6  | Silk Complex 04./20 |  |
|                                                         | 7  | Silk Complex 04./25 |  |
|                                                         | 8  | Silk Complex 04./30 |  |
| Technika opracowania step-back narzędziami ręcznymi     | 9  | RT-files 35         |  |
|                                                         | 10 | RT-files 30         |  |
|                                                         | 11 | RT-files 40         |  |
|                                                         | 12 | RT-files 30         |  |
|                                                         | 13 | RT-files 45         |  |



Unikalny przekrój poprzeczny w kształcie łyżki zapewnia wyjątkowe cięcie i zapobiega złamaniom, a także eliminuje "wkręcania" pilnika, które pojawia się w przypadku wielu innych systemów oraz zapewnia efektywne usuwanie opilków i zmniejsza naprężenia instrumentu. Atrakcyjna cena w porównaniu z ceną innych systemów maszynowych.

**NOWOŚĆ**

**Silk-Files**

długości: 21, 25 mm

Pakiety:

Simple: (.08/25, .06/25, .06/30)

Standard: (.08/25, .06/20, .06/25)


Complex: (.08/25, .04/20, .04/25)

Dodatkowe wielkości dostępne osobno:  
(.04/30, .04/35, .06/30, .06/35)





*Silk*<sup>™</sup>  
by **MANI**<sup>®</sup>



Przełomowa obróbka  
ciepła zapewnia  
doskonałą elastyczność  
bez rezygnacji  
z wydajności  
i bezpieczeństwa.

## Łatwe do nauczenia, łatwe w obsłudze.

Unikalny przekrój poprzeczny w kształcie łyży zapewnia wyjątkowe cięcie i zapobiega złamaniom, a także eliminuje „wkręcenie” pilnika, które pojawia się w przypadku wielu innych systemów oraz zapewnia efektywne usuwanie opilek i zmniejsza naprężenie instrumentu.



Opakowanie Standard




### **SIMPLE**

Proste kanały  
Pakiet Mani Silk Simple:  
.08/25\*, .06/25, .06/30



### **STANDARD**

Łagodnie zakrzywione kanały  
Pakiet Mani Silk Standard:  
.08/25\*, .06/20, .06/25



### **COMPLEX**

Umiarkowanie i bardzo  
zakrzywione kanały  
Pakiet Mani Silk Complex:  
.08/25\*, .04/20, .04/25

\* poszerzacz ujść kanałowych

*Silk*<sup>TM</sup>  
 by **MANI**<sup>®</sup>

## Kompletny system

### MANI SILK FILES

Pakiety Mani Silk Simple, Standard i Complex zawierają po 3 instrumenty każdy. Dostępne są wszystkie rozmiary, w tym rozmiary dodatkowe, długość 21mm i długość 25mm.\*

| PAKIET SIMPLE<br>(3 szt.) | PAKIET STANDARD<br>(3 szt.) | PAKIET COMPLEX<br>(3 szt.) | DODATKOWE WIELKOŚCI<br>dostępne osobno |        | DOSTĘPNE DŁUGOŚCI |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------|
| .08/25                    | .08/25                      | .08/25                     | .04/30                                 | .06/35 | 21mm              |
| .06/25                    | .06/20                      | .04/20                     | .04/35                                 | .06/40 | 25mm              |
| .06/30                    | .06/25                      | .04/25                     | .04/40                                 |        |                   |

\*Poszerzacz ujęć kanałowych również dostępny w długości 18mm

## FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

### Co sprawia, że pilniki Mani Silk Files różnią się od innych systemów dostępnych na rynku?

Pilniki Mani Silk Files są oparte o anatomiczną budowę kanałów, umożliwiają czucie narzędzia podczas pracy (nie "wkręcają" się w kanał), a jednocześnie zapewniają efektywne oraz bezpieczne kształtowanie kanału przy pomocy minimalnej liczby instrumentów.

### Jak korzysta się z pilników Mani Silk Files?

Korzystając przykładowo z pakietu STANDARD, po wykonaniu dostępu w linii prostej, poszerzamy ujęcie kanału w okolicy szyjki (używając poszerzacza ujęcia kanałowego .08/25 z lewej strony paczki) i przygotowujemy drogę wprowadzenia narzędzia. Z pilników Mani Silk Files korzystamy od lewej do prawej strony w opakowaniu (od .06/20 do .06/25), aż pilnik w rozmiarze .06/25 osiągnie ostateczną długość roboczą.

### Z jakich silników mogę korzystać pracując pilnikami Mani Silk Files?

Każdy silnik, który zapewni 500 obr./min z funkcją autoreverse i możliwością ustawienia momentu obrotowego wynoszącego 300 gf • cm ( $\approx 3.0\text{Ncm}$ ) może być zastosowany do pracy pilnikami Mani Silk Files.

### Ile razy mogę korzystać z pilników Mani Silk Files?

Mani zaleca jednokrotne stosowanie pojedynczego pilnika Mani Silk Files.

### Czy mogę pracować metodą recyprokalną, stosując pilniki Mani Silk Files?

Pilniki Mani Silk Files mogą być stosowane w technice recyprokalnej w przypadku silnika pracującego zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

### IDENTYFIKACJA

#### ROWKI:

2 rowki = .04 Taper  
 3 rowki = .06 Taper  
 4 rowki = .08 Taper

#### KOLOR:

Rozmiar końcówki pilnika

#### OGRANICZNIK GUMOWY:

Niebieski = 18mm  
 Biały = 21mm  
 Żółty = 25mm





**HIT**

**K-Files**

**Pilniki typu Kerr**

długości: 18, 21, 25, 28, 31 mm  
rozmiar: 06-140  
asortyment: 15-40, 45-80, 90-140  
rozmiar pośredni: 12, 17, 22, 27, 32, 37

**28 zł** cena  
**25 zł** rozmiary: pozostałe  
**31 zł** cena  
**28 zł** rozmiary: 12-37  
**36 zł** cena  
**32 zł** rozmiar: 08  
**48 zł** cena  
**43 zł** rozmiary: 06, 90-140

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

**HIT**

**RT Files**

**Pilniki giętkie**

długości: 21, 25, 28, 31 mm  
rozmiar: 15-80  
asortyment: 15-40, 45-80

Bardziej elastyczne, zwiększona 1,5 krotnie siła cięcia w porównaniu z pilnikami typu K, efektywne usuwanie opłoków tkanki na zewnątrz - bardzo skuteczne w przypadku zakrzywionych kanałów korzeniowych.

**33 zł** cena  
**30 zł** rozmiary: 15-80

Unikalne narzędzia dostępne tylko w MANI

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

**HIT**

**D Finders**

**Poszukiwacze kanału**

długości: 21, 25 mm  
rozmiar: 08, 10, 12, 15

Mają przekrój w kształcie litery D, co zwiększa w ten sposób ich wytrzymałość. Poprawia to jednocześnie siłę penetracji, czyniąc je niezwykle skutecznymi. Narzędzia cienkie, stosunkowo sztywne. Elementy tnące są tak ukształtowane, aby zapobiegać efektowi wkręcenia.

**33 zł** cena  
**30 zł** rozmiary: 08, 10, 12, 15

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

**Reamers**

**Poszerzacze typu Kerr**

długości: 18, 21, 25, 28, 31 mm  
rozmiar: 06-140  
asortyment: 15-40, 45-80  
rozmiar pośredni: 12, 17, 22, 27, 32, 37

**28 zł** cena  
**25 zł** rozmiary: pozostałe  
**31 zł** cena  
**28 zł** rozmiary: 12-37  
**36 zł** cena  
**32 zł** rozmiar: 08  
**48 zł** cena  
**43 zł** rozmiary: 06, 90-140

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

**H-Files**

**Pilniki typu Hedstroem**

długości: 18, 21, 25, 28, 31 mm  
rozmiar: 08-140  
asortyment: 15-40, 45-80  
rozmiar pośredni: 12, 17, 22, 27, 32, 37

**30 zł** cena  
**27 zł** rozmiary: 10-80  
**31 zł** cena  
**28 zł** rozmiary: 12-37  
**38 zł** cena  
**34 zł** rozmiar: 08

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

**Flexile Files**

**Pilniki Fleksyjne**

długości: 21, 25 mm  
rozmiar: 15-40  
asortyment: 15-40  
rozmiar pośredni: 12, 17, 22, 27, 32, 37

**31 zł** cena  
**28 zł** rozmiary: 15-40

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

**Flare Files**

**Pilniki 5-stopniowe**

długości: 21, 25 mm  
rozmiar: 15-60  
asortyment: 15-40  
kąt stożka: .05

**31 zł** cena  
**28 zł** rozmiary: 15-60

Unikalne pilniki 5-cio stopniowe

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

**NiTi Flare Files**

**Pilniki 5-stopniowe NiTi**

długości: 21, 25 mm  
rozmiar: 15-40  
asortyment: 15-40  
kąt stożka: .05

**90 zł** cena  
**79 zł** rozmiary: 15-40

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

**Miazgociągi**

**z rączką**

długość: 21 mm  
rozmiar: 1(xxxf), 2(xxf), 3(xf), 4(f), 5(m), 6(c)  
asortyment: 2(xxf)-4(f), 1(xxxf)-6(c)

**15 zł** cena  
**13 zł** rozmiary: 1(xxxf), 2(xxf), 3(xf), 4(f), 5(m), 6(c)

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM


~~74 zł~~ cena

**66 zł**

rozmiary: 1S-4N

~~49 zł~~ cena

**44 zł**

rozmiary: 1S, 2S

~~99 zł~~ cena

**88 zł**

rozmiary: 3N, 4N



Szybciej,  
łatwiej i bardziej  
wydajnie usuwa  
gutaperkę  
bez użycia  
rozpuszczalników!

## GPR

Narzędzia do usuwania gutaperki

długości: 1S-16mm, 2S-18mm, 3N, 4N – 21mm  
rozmiar: 1S(0,70), 2S(0,50), 3N(0,40), 4N(0,30)  
asortyment: 1S-4N


~~33 zł~~ cena

**30 zł**


## Engine Reamers

Poszerzacze maszynowe

długości: 18, 21, 25, 28 mm  
rozmiar: 10-80  
asortyment: 15-40, 45-80

## ORGANIZERY JORDCO NA NARZĘDZIA ENDODONTYCZNE



### ER2SK - S Endoring II

zestaw startowy: zawiera Endoring II z linijką  
i 48 wymiennych gąbek.

~~185 zł~~ cena

**185 zł**

### ER2-S - Endoring II

z metalową linijką zapewniającą  
znakomitą widoczność.

~~185 zł~~ cena

**185 zł**

### ERF-S

zapas 48 gąbek

~~125 zł~~ cena

**125 zł**

### ER2BX-S - Endoring II

bez metalowej linijki, nie zawiera gąbek

~~95 zł~~ cena

**95 zł**

~~31 zł~~ cena

**28 zł**


## Super Files

Pilniki maszynowe

długości: 18, 21, 25 mm  
rozmiar: 10-60  
asortyment: 15-40


~~21 zł~~ cena

**19 zł**


## U-Files

Pilniki na ultradźwięki

długość: 33 mm  
rozmiar: 10-50  
asortyment: 15-40

**HIT**

~~48 zł~~ cena

**43 zł**


## Peeso Reamers

Poszerzacze Peeso

długość: 28, 32, 38 mm  
rozmiar: 1(0,70), 2(0,90), 3(1,10),  
4(1,30), 5(1,50), 6(1,70)  
asortyment: 1-6

**HIT**

~~48 zł~~ cena

**43 zł**



## Gates Drills

Wiertła typu Gates

długość: 28, 32, 38 mm  
rozmiar: 1(0,50), 2(0,70), 3(0,90),  
4(1,10), 5(1,30), 6(1,50)  
asortyment: 1-6



**31 zł** cena  
**28 zł**



**Paste Carriers**  
**Igły Lentullo**  
długości: 25, 29 mm  
rozmiar: 25, 30, 35, 40  
asortyment: 25-40

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

**29 zł** cena  
**26 zł**



**Spreaders**  
**Rozpychacze – do kondensacji bocznej gutaperki**  
długości: 25 mm  
rozmiar: 10-40  
asortyment: 15-40

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

**29 zł** cena  
**26 zł**



**Pluggers**  
**Upychacze – do kondensacji pionowej gutaperki**  
długości: 25 mm  
rozmiar: 10-40  
asortyment: 15-40

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

**HIT**

**43 zł** cena  
**39 zł**  
COARSE, STANDARD, FINE, EXTRA FINE



**Wiertła diamentowe**  
**Różne kształty i ziarnistości**  
1 listek – 5 sztuk

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

**32 zł** cena  
**29 zł**



**Wiertła stalowe (Mi Stainless Burs)**  
**Do miękkiej zębiny**  
Selektywnie usuwa zębinę zapobiegając nadmiernemu cięciu. Pakowane po 6 sztuk.  
asortyment: #1-6 (22, 28 mm)

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

**CENA OD**  
**30 zł** cena  
**27 zł**



**Wiertła węglkowe**  
**Różne kształty**  
Różna ilość i gęstość nacięć  
opakowanie – 3 sztuki

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

**55 zł** cena  
**49 zł**



**Wiertła chirurgiczne**  
**wiertła węglkowe do pracy z mikroskopem**  
długości: 25, 28 mm  
różyczka #2, gruszką #330, walec z zaokrągloną końcówką #1557

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

**50 zł** cena  
**45 zł** Typ: K, H  
**62 zł** cena  
**56 zł** Typ: Flare



**Micro Files**  
**Akcesoria do pracy pod mikroskopem**  
Typy: K, H, Flare

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

**249 zł** cena  
**223 zł**




**Uchwyt Endo Holder**  
**Akcesoria do pracy pod mikroskopem**  
Pomocny przy znalezieniu i utrzymaniu pola widzenia pod mikroskopem lub szkłem powiększającym.

KUP W SKLEPIE INTERNETOWYM

## OZNACZENIA I KSZTAŁTY WIERTEŁ DIAMENTOWYCH

### Jak odczytywać oznaczenia





















|                           |
|---------------------------|
| 450,000 min <sup>-1</sup> |
| 300,000 min <sup>-1</sup> |
| 160,000 min <sup>-1</sup> |

- zbiierające / 125-150  $\mu$ m
- standard / 106-125  $\mu$ m
- wykańczające / 53-63  $\mu$ m
- wygładzające / 20-30  $\mu$ m

Wybierz swój kształt wiertła

Jeden listek zawiera 5 szt. wybranych wiertel.



|                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ISO 190/019<br/>9.5/21.0<br/><b>FO-54C</b></p> |  <p>ISO 160/017<br/>10.1/22.0<br/><b>TC-11C</b></p> |  <p>ISO 173/019<br/>10.1/21.8<br/><b>TF-13C</b></p> |  <p>ISO 198/019<br/>9.1/21.8<br/><b>TR-13C</b></p> |  <p>ISO 197/018<br/>7.1/20.0<br/><b>TR-62C</b></p> |
|  <p>ISO 068/043<br/>1.9/19.1<br/><b>WR-13C</b></p> |  <p>ISO 001/018<br/>1.5/19.0<br/><b>BR-31C</b></p>  |  <p>ISO 257/018<br/>3.7/19.6<br/><b>FO-32C</b></p>  |  <p>ISO 111/014<br/>8.0/21.9<br/><b>SF-12C</b></p> |  <p>ISO 010/014<br/>1.6/18.9<br/><b>SI-47C</b></p> |
|  <p>ISO 002/018<br/>2.4/19.0<br/><b>BC-31</b></p>  |  <p>ISO 002/016<br/>3.5/19.0<br/><b>BC-32</b></p>   |  <p>ISO 002/014<br/>2.3/19.0<br/><b>BC-42</b></p>   |  <p>ISO 002/012<br/>2.5/19.0<br/><b>BC-43</b></p>  |                                                                                                                                       |
|  <p>ISO 001/018<br/>1.5/19.0<br/><b>BR-31</b></p>  |  <p>ISO 001/014<br/>1.2/19.0<br/><b>BR-41</b></p>   |  <p>ISO 001/010<br/>0.9/19.0<br/><b>BR-45</b></p>   |  <p>ISO 001/012<br/>1.1/19.0<br/><b>BR-46</b></p>  |  <p>ISO 001/008<br/>0.7/19.0<br/><b>BR-49</b></p>  |
|  <p>ISO 019/010<br/>2.3/19.0<br/><b>DI-41</b></p>  |  <p>ISO 019/014<br/>3.2/19.0<br/><b>DI-42</b></p>   |  <p>ISO 039/032<br/>4.9/19.0<br/><b>EX-11</b></p>   |  <p>ISO 039/034<br/>7.1/20.0<br/><b>EX-12</b></p>  |                                                                                                                                       |
|  <p>ISO 553/019<br/>10.1/23.1<br/><b>RS-11</b></p> |  <p>ISO 237/018<br/>5.0/19.0<br/><b>EX-20</b></p>   |  <p>ISO 237/021<br/>5.0/18.9<br/><b>EX-21</b></p>   |  <p>ISO 220/017<br/>10.0/24.0<br/><b>EX-24</b></p> |  <p>ISO 237/032<br/>4.9/18.9<br/><b>EX-26</b></p>  |
|  <p>ISO 005/018<br/>7.6/21.1<br/><b>EX-28</b></p>  |  <p>ISO 545/018<br/>7.0/21.1<br/><b>RS-21</b></p>   |  <p>ISO 234/014<br/>4.1/19.0<br/><b>EX-31</b></p>   |  <p>ISO 544/018<br/>4.2/19.1<br/><b>RS-31</b></p>  |                                                                                                                                       |





# OFERTA JUBILEUSZOWA



|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ISO<br>237/010<br>2.9/19.0<br><b>EX-41</b>                      | <br>ISO<br>299/013<br>10.0/24.0<br><b>FO-11</b>                     | <br>ISO<br>298/014<br>7.0/21.0<br><b>FO-21</b>                      | <br>ISO<br>298/016<br>7.0/21.0<br><b>FO-22</b>                      | <br>ISO<br>257/028<br>5.0/19.0<br><b>FO-25</b>                      | <br>ISO<br>257/032<br>4.9/19.0<br><b>FO-27</b>                      | <br>ISO<br>257/018<br>3.7/19.6<br><b>FO-32</b>                      | <br>ISO<br>111/012<br>8.0/22.0<br><b>SF-11</b>                      | <br>ISO<br>111/014<br>8.0/21.9<br><b>SF-12</b>                      |
| <br>ISO<br>111/016<br>8.0/22.0<br><b>SF-13</b>                      | <br>ISO<br>111/014<br>7.0/20.9<br><b>SF-21</b>                      | <br>ISO<br>109/013<br>4.5/19.0<br><b>SF-31</b>                      | <br>ISO<br>109/010<br>4.1/18.9<br><b>SF-41</b>                      | <br>ISO<br>010/013<br>1.2/18.9<br><b>SI-46</b>                      | <br>ISO<br>010/014<br>1.6/18.9<br><b>SI-47</b>                      | <br>ISO<br>010/016<br>1.7/18.9<br><b>SI-48</b>                      | <br>ISO<br>288/012<br>6.0/20.9<br><b>SO-20</b>                      | <br>ISO<br>289/014<br>8.0/21.7<br><b>SO-21</b>                      |
| <br>ISO<br>141/012<br>8.0/22.1<br><b>SR-11</b>                     | <br>ISO<br>141/014<br>8.0/22.1<br><b>SR-12</b>                     | <br>ISO<br>141/016<br>8.0/22.1<br><b>SR-13</b>                     | <br>ISO<br>160/016<br>10.0/21.9<br><b>TC-11</b>                    | <br>ISO<br>166/018<br>10.1/23.1<br><b>TC-16</b>                    | <br>ISO<br>160/014<br>8.0/21.9<br><b>TC-21</b>                     | <br>ISO<br>160/010<br>5.9/21.1<br><b>TC-26</b>                     | <br>ISO<br>173/014<br>10.0/24.0<br><b>TF-11</b>                    | <br>ISO<br>173/016<br>10.0/21.7<br><b>TF-12</b>                    |
| <br>ISO<br>173/018<br>10.0/21.7<br><b>TF-13</b>                   | <br>ISO<br>172/023<br>9.0/21.7<br><b>TF-14</b>                    | <br>ISO<br>171/014<br>7.0/20.9<br><b>TF-20</b>                    | <br>ISO<br>171/016<br>7.0/20.9<br><b>TF-21</b>                    | <br>ISO<br>170/021<br>5.3/18.9<br><b>TF-22</b>                    | <br>ISO<br>170/018<br>5.0/20.0<br><b>TF-23</b>                    | <br>ISO<br>170/016<br>4.0/18.9<br><b>TF-31</b>                    | <br>ISO<br>169/011<br>3.5/19.0<br><b>TF-41</b>                    | <br>ISO<br>170/012<br>4.0/18.9<br><b>TF-42</b>                    |
| <br>ISO<br>170/014<br>4.0/18.9<br><b>TF-43</b>                    | <br>ISO<br>199/016<br>10.0/21.7<br><b>TR-11</b>                   | <br>ISO<br>199/016<br>10.0/21.7<br><b>TR-12</b>                   | <br>ISO<br>198/018<br>9.0/21.7<br><b>TR-13</b>                    | <br>ISO<br>198/022<br>9.1/21.9<br><b>TR-14</b>                    | <br>ISO<br>200/022<br>11.1/23.7<br><b>TR-15</b>                   | <br>ISO<br>200/023<br>11.2/23.7<br><b>TR-19</b>                   | <br>ISO<br>197/013<br>7.0/20.9<br><b>TR-20</b>                    | <br>ISO<br>197/016<br>7.0/21.0<br><b>TR-21</b>                    |
| <br>ISO<br>197/018<br>7.0/21.1<br><b>TR-24</b>                    | <br>ISO<br>199/016<br>10.0/21.6<br><b>TR-25</b>                   | <br>ISO<br>199/018<br>9.5/21.7<br><b>TR-26</b>                    | <br>ISO<br>041/024<br>0.5/19.1<br><b>WF-30</b>                    | <br>ISO<br>068/042<br>1.8/19.0<br><b>WR-13</b>                    | <br>krótki trzonek<br>ISO<br>002/014<br>2.3/16.6<br><b>BC-S42</b> | <br>krótki trzonek<br>ISO<br>002/012<br>2.5/16.6<br><b>BC-S43</b> | <br>krótki trzonek<br>ISO<br>001/010<br>0.9/16.6<br><b>BR-S45</b> | <br>krótki trzonek<br>ISO<br>001/012<br>1.1/16.6<br><b>BR-S46</b> |
| <br>krótki trzonek<br>ISO<br>019/010<br>2.3/17.1<br><b>DI-S41</b> | <br>krótki trzonek<br>ISO<br>298/014<br>7.0/18.1<br><b>FO-S21</b> | <br>krótki trzonek<br>ISO<br>190/017<br>9.5/20.0<br><b>FO-S54</b> | <br>krótki trzonek<br>ISO<br>001/010<br>0.9/17.0<br><b>MI-S45</b> | <br>krótki trzonek<br>ISO<br>277/023<br>4.7/17.0<br><b>Pro-S3</b> | <br>krótki trzonek<br>ISO<br>109/010<br>3.6/16.6<br><b>SF-S41</b> | <br>krótki trzonek<br>ISO<br>010/013<br>1.2/16.5<br><b>SI-S46</b> | <br>krótki trzonek<br>ISO<br>010/016<br>1.7/16.5<br><b>SI-S48</b> | <br>krótki trzonek<br>ISO<br>288/012<br>6.0/18.7<br><b>SO-S20</b> |



## WYBIERZ SWÓJ KSZTAŁT WIERTŁA

# 5x



# =

**HIT**


~~43 zł~~ cena  
**39 zł**  
 COARSE, STANDARD,  
 FINE, EXTRA FINE

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>krótki trzonek</b><br>ISO<br>160/014<br>8.0/19.9<br><b>TC-S21</b>          | <br><b>krótki trzonek</b><br>ISO<br>173/016<br>10.1/21.1<br><b>TF-S12</b>         | <br><b>krótki trzonek</b><br>ISO<br>171/014<br>7.0/18.7<br><b>TF-S20</b>          | <br><b>krótki trzonek</b><br>ISO<br>171/016<br>7.0/18.7<br><b>TF-S21</b>          | <br><b>krótki trzonek</b><br>ISO<br>170/021<br>5.3/16.8<br><b>TF-S22</b>          | <br><b>krótki trzonek</b><br>ISO<br>170/018<br>5.0/17.0<br><b>TF-S23</b>          | <br><b>krótki trzonek</b><br>ISO<br>170/016<br>4.0/16.7<br><b>TF-S31</b>          | <br><b>krótki trzonek</b><br>ISO<br>169/011<br>3.5/16.8<br><b>TF-S41</b>          | <br><b>krótki trzonek</b><br>ISO<br>198/018<br>9.4/20.8<br><b>TR-S13</b>          |
| <br><b>krótki trzonek</b><br>ISO<br>198/022<br>9.1/20.0<br><b>TR-S14</b>         | <br><b>krótki trzonek</b><br>ISO<br>197/016<br>7.0/18.7<br><b>TR-S21</b>         | <br><b>bardzo krótki trzonek</b><br>ISO<br>138/008<br>2.2/16.0<br><b>CD-SS51</b> | <br><b>bardzo krótki trzonek</b><br>ISO<br>019/010<br>2.3/14.4<br><b>DI-SS41</b> | <br><b>bardzo krótki trzonek</b><br>ISO<br>197/014<br>6.0/16.0<br><b>EX-SS13</b> | <br><b>bardzo krótki trzonek</b><br>ISO<br>197/014<br>6.0/16.0<br><b>EX-SS14</b> | <br><b>bardzo krótki trzonek</b><br>ISO<br>170/016<br>4.0/14.2<br><b>EX-SS33</b> | <br><b>bardzo krótki trzonek</b><br>ISO<br>544/018<br>4.2/16.0<br><b>EX-SS38</b> | <br><b>bardzo krótki trzonek</b><br>ISO<br>160/014<br>8.0/17.0<br><b>TC-SS21</b> |
| <br><b>bardzo krótki trzonek</b><br>ISO<br>170/016<br>4.0/14.2<br><b>TF-SS31</b> | <br><b>bardzo krótki trzonek</b><br>ISO<br>197/016<br>7.0/17.6<br><b>TR-SS21</b> | <br>ISO<br>001/006<br>0.5/19.0<br><b>BR-48F</b>                                  | <br>ISO<br>001/007<br>0.6/16.7<br><b>CD-50F</b>                                  | <br>ISO<br>138/007<br>2.1/16.7<br><b>CD-51F</b>                                  | <br>ISO<br>138/007<br>3.7/16.7<br><b>CD-52F</b>                                  | <br>ISO<br>161/007<br>2.1/16.7<br><b>CD-53F</b>                                  | <br>ISO<br>246/007<br>2.1/16.7<br><b>CD-54F</b>                                  | <br>ISO<br>254/008<br>1.2/16.7<br><b>CD-55F</b>                                  |
| <br>ISO<br>246/007<br>2.1/16.7<br><b>CD-56F</b>                                  | <br>ISO<br>247/007<br>3.5/16.7<br><b>CD-57F</b>                                  | <br>ISO<br>108/009<br>3.1/16.2<br><b>CD-58F</b>                                  | <br>ISO<br>171/013<br>6.8/16.7<br><b>CD-59F</b>                                  | <br>ISO<br>138/007<br>2.1/19.0<br><b>CD-60F</b>                                  | <br>ISO<br>138/007<br>3.7/19.0<br><b>CD-61F</b>                                  | <br>ISO<br>108/009<br>3.1/19.0<br><b>CD-62F</b>                                  | <br>ISO<br>546/021<br>9.0/21.7<br><b>CE-12F</b>                                  | <br>ISO<br>544/020<br>5.2/18.9<br><b>CE-13F</b>                                  |
| <br>ISO<br>254/027<br>4.7/20.6<br><b>CE-15F</b>                                  | <br>ISO<br>198/017<br>9.0/21.7<br><b>CE-16F</b>                                  | <br>ISO<br>172/011<br>8.0/21.9<br><b>CE-17F</b>                                  | <br>ISO<br>196/020<br>5.0/19.0<br><b>CR-11F</b>                                  | <br>ISO<br>196/015<br>4.0/19.0<br><b>CR-12F</b>                                  | <br>ISO<br>197/012<br>7.0/21.5<br><b>CR-21F</b>                                  | <br>ISO<br>289/013<br>8.0/21.5<br><b>CR-22F</b>                                  | <br>ISO<br>150/009<br>0.1/21.0<br><b>EX-18F</b>                                  | <br>ISO<br>150/011<br>0.1/21.1<br><b>EX-19F</b>                                  |



|                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ISO 237/020<br>5.0/18.9<br><b>EX-21F</b>    | <br>ISO 234/013<br>4.1/19.0<br><b>EX-31F</b>    | <br>ISO 298/013<br>7.0/21.0<br><b>FO-21F</b>     | <br>ISO 298/015<br>7.0/21.0<br><b>FO-22F</b>    | <br>ISO 254/015<br>3.2/19.0<br><b>FO-30F</b>                       | <br>ISO 001/010<br>0.9/19.2<br><b>MI-45F</b>                               | <br>ISO 161/007<br>2.1/19.2<br><b>MI-53F</b>                               | <br>ISO 138/007<br>3.7/19.2<br><b>MI-61F</b>                               | <br>ISO 108/009<br>3.1/19.2<br><b>MI-62F</b>                               |
| <br>ISO 198/020<br>8.0/22.1<br><b>Pro-1f</b>    | <br>ISO 198/017<br>8.0/22.1<br><b>Pro-2f</b>    | <br>ISO 277/023<br>4.7/20.6<br><b>Pro-3f</b>     | <br>ISO 237/019<br>5.0/19.1<br><b>Pro-4f</b>    | <br>ISO 041/039<br>0.7/19.1<br><b>Pro-5f</b>                       | <br>ISO 160/015<br>10.0/21.9<br><b>TC-11F</b>                              | <br>ISO 160/013<br>8.0/21.9<br><b>TC-21F</b>                               | <br>ISO 173/015<br>10.0/21.7<br><b>TF-12F</b>                              | <br>ISO 171/015<br>7.0/20.9<br><b>TF-21F</b>                               |
| <br>ISO 199/015<br>10.0/21.7<br><b>TR-11F</b>  | <br>ISO 198/016<br>9.0/21.7<br><b>TR-13F</b>   | <br>ISO 197/015<br>7.0/21.0<br><b>TR-21F</b>    | <br>ISO 199/015<br>10.0/21.6<br><b>TR-25F</b>  | <br>ISO 199/017<br>9.0/21.7<br><b>TR-26F</b>                      | <br>ISO 304/015<br>0.5/19.1<br><b>WR-31F</b>                              | <br>ISO 304/015<br>0.5/16.6<br><b>WR-S31F</b>                             | <br>ISO 298/013<br>7.6/18.1<br><b>FO-SS21F</b>                            | <br>ISO 160/012<br>8.1/18.1<br><b>TC-SS21F</b>                            |
| <br>ISO 001/016<br>1.5/19.0<br><b>BR-40EF</b> | <br>ISO 546/020<br>9.0/21.7<br><b>CE-12EF</b> | <br>ISO 544/019<br>5.3/18.9<br><b>CE-13EF</b>  | <br>ISO 254/026<br>4.7/20.6<br><b>CE-15EF</b> | <br>ISO 198/016<br>9.0/21.7<br><b>CE-16EF</b>                    | <br>ISO 196/019<br>5.0/19.0<br><b>CR-11EF</b>                            | <br>ISO 196/014<br>4.0/19.0<br><b>CR-12EF</b>                            | <br>ISO 237/019<br>5.0/18.9<br><b>EX-21EF</b>                            | <br>ISO 218/012<br>7.1/21.0<br><b>EX-27EF</b>                            |
| <br>ISO 545/018<br>7.0/21.1<br><b>EX-29EF</b> | <br>ISO 284/016<br>3.4/19.1<br><b>EX-36EF</b> | <br>ISO 254/024<br>2.0/19.1<br><b>EX-37EF</b>  | <br>ISO 544/018<br>4.2/19.0<br><b>EX-38EF</b> | <br>ISO 248/013<br>6.1/20.0<br><b>FO-20EF</b>                    | <br>ISO 298/012<br>7.0/21.0<br><b>FO-21EF</b>                            | <br>ISO 298/014<br>7.0/21.0<br><b>FO-22EF</b>                            | <br>ISO 254/014<br>3.2/19.0<br><b>FO-30EF</b>                            | <br>ISO 243/019<br>4.3/23.5<br><b>FO-40EF</b>                            |
| <br>ISO 248/009<br>6.0/18.5<br><b>FO-41EF</b> | <br>ISO 248/011<br>7.7/22.0<br><b>FO-42EF</b> | <br>ISO 198/021<br>9.0/22.1<br><b>Pro-1EF</b>  | <br>ISO 198/018<br>8.0/22.1<br><b>Pro-2EF</b> | <br>ISO 160/014<br>10.0/21.9<br><b>TC-11EF</b>                   | <br>ISO 160/012<br>8.0/21.9<br><b>TC-21EF</b>                            | <br>ISO 173/014<br>10.0/21.7<br><b>TF-12EF</b>                           | <br>ISO 171/014<br>7.0/20.9<br><b>TF-21EF</b>                            | <br>ISO 199/014<br>10.0/21.7<br><b>TR-11EF</b>                           |
| <br>ISO 198/015<br>9.0/21.7<br><b>TR-13EF</b> | <br>ISO 197/013<br>7.0/21.0<br><b>TR-21EF</b> | <br>ISO 199/014<br>10.0/21.6<br><b>TR-25EF</b> | <br>ISO 199/016<br>9.0/21.7<br><b>TR-26EF</b> | <br>krótki trzonek<br>ISO 198/020<br>9.0/19.9<br><b>TR-S14EF</b> | <br>bardzo krótki trzonek<br>ISO 197/012<br>5.9/15.9<br><b>EX-SS13EF</b> | <br>bardzo krótki trzonek<br>ISO 197/012<br>5.9/15.9<br><b>EX-SS14EF</b> | <br>bardzo krótki trzonek<br>ISO 170/016<br>4.0/14.2<br><b>EX-SS33EF</b> | <br>bardzo krótki trzonek<br>ISO 544/018<br>4.2/16.0<br><b>EX-SS38EF</b> |



JAPONSKA MARKA



Kluczowe zalety materiałów giomerowych – technologia PRG firmy Shofu:

- Bioaktywność
- Zdolność do pobierania jonów fluoru ze środowiska
- Zmniejszenie produkcji kwasów przez bakterie próchnicotwórcze
- Neutralizacja kwasów przy bezpośrednim kontakcie
- Spowolnienie demineralizacji poprzez promowanie remineralizacji szkliwa
- Hamowanie rozwoju płytki nazębnej



**HIT**

~~140 zł~~ cena  
**115 zł**  
 1 szt.



**NOWOŚĆ**

## Nowy kompozyt hybrydowy Beautifil Flow Plus X

Najnowszy nanohybrydowy materiał charakteryzujący się doskonałą estetyką, polerowalnością oraz zwiększonym uwalnianiem jonów bioaktywnych.

Do wszystkich klas ubytków!



## Beautifil Flow Plus X

2,2g (dowolne kolory i gęstości)

Dostępne kolory: **F00 – kolory:**

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, D2, SA0,5, SA0,50, A10, A20, INC, BW;

**F03 – kolory:** A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, D2, SA0,5, A20, A30, INC, BW, MI, CV

**HIT**

~~125 zł~~ cena  
**107 zł**  
 1 szt.



**PROMOCJA 5+1 GRATIS**

Do wszystkich klas ubytków. Polecany pedodontom. Nadaje się do wypełniania ubytków próchnicy butelkowej. Dwie konsystencje – zero flow i low flow.



## Beautifil Flow Plus

2,2g (dowolne kolory i gęstości)

Dostępne kolory: **F00 – kolory:**

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, D2, SA0,5, SA0,50, A10, A20, INC, BW;

**F03 – kolory:** A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, D2, SA0,5, A20, A30, INC, BW, MI, CV





~~1130 zł~~ cena  
**968 zł**



## Beautifil II 6 kolorowy zestaw

Zestaw Beautifil II zawiera:  
6 strzykawek 4,5g: A2, A3, A3,5, A30, B2, Inc.  
1 kamień Arkansas, zestaw wprowadzający  
krążków Super-Snap i gumek One Gloss

**HIT**



~~215 zł~~ cena  
**185 zł**

**PROMOCJA  
5+1 GRATIS**

## Beautifil II 4,5g, dowolne kolory

Dostępne kolory:  
A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2,  
C2, INC, BW, A20, A30



~~250 zł~~ cena  
**205 zł**

**Skurcz  
0,85%**

## Beautifil II - LS **NOWOŚĆ**

BEAUTIFIL II LS to światłoutwardzalny (400-500 nm), nieprzepuszczający promieni RTG materiał do uzupełnień przeznaczony do odbudowy zębów przednich i bocznych, w tym powierzchni okluzyjnych.

Wyjątkowo niski skurcz polimeryzacyjny (0,85%) – Doskonała trwałość i estetyka.  
Dostępne kolory: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, C3, INC, BW, A20, A30).



~~427 zł~~ cena  
**355 zł**  
FL Bond II

~~497 zł~~ cena  
**415 zł**  
Beautibond

## Beautibond (6ml) lub FL Bond II (2x5ml)

**Beautibond** – system łączący 7 generacji. Minimalna grubość warstwy 5µm ogranicza ryzyko nadwrażliwości pozabiegowej oraz przecieku brzeżnego. Zapewnia jednokową siłę połączenia ze szkliwem jak i zębina.

**FL Bond II** - dwuetapowy, samotrawiący, radionieprzepierny, uwalniający fluor system wiążący 6 generacji.



~~150 zł~~ cena  
**128 zł**  
2,4 g



~~249 zł~~ cena  
**205 zł**  
4,5 g



**NOWOŚĆ**

## Beautifil Bulk

Skuteczna polimeryzacja warstwy miomeru do 4mm przy obniżonych naprężeniach skurczowych wywołanych procesem polimeryzacji



~~220 zł~~ cena  
**185 zł**



## Beautifil II Enamel i Gingiva

Kompozyt w białym i czerwonym odcieniu do estetycznej odbudowy zębów i kosmetycznej rekonstrukcji dziąseł.



## Glaslonomer Cement CX-Plus 1-1

Materiał do cementowania koron i mostów protetycznych.  
Zestaw zawiera: 35 g proszku, 17 ml płynu.

~~266 zł~~ cena  
**190 zł**

~~148 zł~~ cena  
**106 zł**

CX-Plus mini 15g / 8ml



## Beuti Sealant

**Zestaw**

Wysoka wytrzymałość bez trawienia kwasem fosforanowym oraz płukania.  
Zestaw zawiera: pasta 1,2g, primer 3ml, końcówki z igłą do pasty 15szt.,  
pędzelek Microbrush Fine 50szt., podkładka 25szt.,

~~276 zł~~ cena  
**220 zł**

**NOWOŚĆ**

**HIT**



## One Gloss

**Zestaw (0180)**

Silikonowe gumki, które w zależności od siły nacisku zbiorą lub podpolerują kompozyt bez uszkodzenia szkliwa. Doskonale usuwają pozostałości po ortodontycznych materiałach adhezyjnych. Zestaw zawiera: 20 kielichów, 20 płomyków, 20 dysków, 3 mandryle.

~~297 zł~~ cena  
**219 zł**

~~220 zł~~ cena  
**159 zł**

Uzupełnienie 50 szt.



## Cera Master

Asortyment 4szt. Unikalne połączenie silikonu i cząsteczek diamentu w gumkach czynią z tych instrumentów najlepszy wybór do nadawania porcelanie połysku.

~~220 zł~~ cena  
**185 zł**



~~69 zł~~ cena  
**49 zł**

Uzupełnienie 50 szt.



## Super Snap Disk Kit

**Zestaw (N0510)**

System krążków do konturowania i polerowania wypełnień kompozytowych.  
W konstrukcji połączenia krążka z mandrylką wyeliminowano niekorzystny metalowy środek.  
Zestaw zawiera: krążki czarne: L506 x 20, L507 x 20, krążki fioletowe: L508 x 20, L528 x 20, L522 x 20, krążki zielone: L501 x 20, L519 x 20, krążki czerwone: L502 x 20, L521 x 20, 4 mandryle, 2 kamienie Arkansas, 1 gumka CompoSite.

~~295 zł~~ cena  
**199 zł**



~~98 zł~~ cena  
**74 zł**



## One Gloss M

Gumki one gloss montowane na mandrylach, nadają się do sterylizacji.  
Pakowane po 12 szt.





~~95 zł~~ cena  
**70 zł**



## Super Buff

Impregnowany pastą krążek filcowy do polerowania na wysoki połysk. Zestaw zawiera: 25 krążków, 2 mandryle

~~143 zł~~ cena  
**105 zł**  
Uzupełnienie 50 szt.



~~497 zł~~ cena  
**420 zł**



## All Ceramic Preparation Kit

Profesjonalny zestaw 17 wiertel diamentowych do preparacji pod wypełnienia ceramiczne.



## Gingi Curettage Diamonds

Wiertła diamentowe na turbinę (FG) wyróżniające się kolorem złotym, służą do preparacji stopnia typu chamfer podczas szlifowania pod korony i mosty, zapewniając idealny dostęp do pobrania wycisku. Posiadają zbieżność ścian osiowych 3° a koniec części pracującej charakteryzuje się promieniem 1.52mm i zbieżnością 45°. W zestawie zawartych jest sześć najbardziej popularnych kształtów.



~~185 zł~~ cena  
**159 zł**



~~276 zł~~ cena  
**236 zł**



~~32 zł~~ cena  
pojedyncze wiertła



## TPE Diamonds

Zestaw wiertel do bezpiecznej preparacji stopni podziąsłowych. Zestaw zawiera 9 wiertel.



~~1475 zł~~ cena  
**1199 zł**

- Kompaktowy i lekki 160 x 13 mm / waga 33 g
- Przycisk umożliwiający vibrację w trybie ciągłym lub krótkich impulsów
- Cztery instrumenty, bardzo łatwo wymienialne
- Bez przewodu, bateria AAAA 1,5V
- Częstotliwość vibracji 140 Hz

**PREMIERA**

## Compo vibes Inteligentne vibracje!

Gwarancja łatwiejszego, szybszego i lepszego modelowania kompozytu!

Dzięki mikrowibracjom, które generuje, Compo-Vibes optymalizuje właściwości tiksotropowe materiału i ułatwia pracę.

- Lepsze dopasowanie kompozytu do ściany szczelinowej, brak oderwań, mniej pęcherzyków powietrza
- Kompozyt znacznie mniej lepki niż w przypadku tradycyjnego instrumentu
- Modelowanie i rzeźbienie kompozytów znacznie łatwiejsze i szybsze
- Zwiększona kontrola grubości materiału
- Bardziej precyzyjna aplikacja



## MOBILNA FOTOGRAFIA STOMATOLOGICZNA



SZWAJCARSKA MARKA

**Smile Line** ☺

made in switzerland

### Smile Lite MDP

Doceniony przez stomatologów, techników i asystentki Smile Lite MDP może współpracować praktycznie z każdym telefonem, niezależnie od modelu i producenta. Nie wymaga kalibracji a regulowany adapter pozwala na podłączenie dowolnego smartfona o szerokości między 55 a 85mm.



~~2700 zł~~ cena  
**2150 zł**



### RETRAKTORY

Nowa generacja



### Walizka na MDP



### KONTRASTORY

Do zdjęć wewnątrzustnych