

HDD[®]

HOL-DENTAL DEPOT

*Od 28 lat
z mijs & wijs*



sagemax



Smile Line ☺
made in Switzerland

Vertex Dental


DEKEMA
DENTAL-KERAMIKOFEN

primotec[®]
advanced laboratory systems

MATERIAŁY CAD/CAM

DYSKI CYRKONOWE SHOFU ZR WIELOWARSTWOWE

- **wysoco przeziernie**
(podobnie jak w przypadku dwukrzemianu litu)
i wielowarstwowe,
wytrzymałość ponad 1,000 MPa
- **odpowiednie do wysoko estetycznych uzupełnień**
i warstwowania porcelany
w technice cut-back
- **naturalna, harmonijna mieszanka odcieni** - od siecznych po sztykowe



System otwarty 98mm
(A1, A2, A3, trans)

~~1006 zł~~ cena
890 zł
18 mm

~~822 zł~~ cena
730 zł
14 mm

~~1190 zł~~ cena
1060 zł
22 mm

SZYBKA WYSYŁKA

www.holdentalesklep.eu

ul. Piotrkowska 111
90-425 Łódź
tel. 42 633 87 55
e-mail: holdental@holdental.pl
www.holdental.pl

Przy zakupach powyżej 500 zł nie pobieramy opłaty za wysyłkę.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Ceny mogą ulec zmianom bez zawiadomienia w przypadku zmian cen producentów,
przepisów celnych, przepisów podatkowych lub innych niezależnych przyczyn.
Podane w ulotce informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Promocje zawarte w ulotce trwają do wyczerpania zapasów magazynowych.



DYSKI CYRKONOWE SAGEMAX

Wysokiej klasy amerykańskie dyski cyrkonowe – jednowarstwowe i wielowarstwowe

	NexxZrT	Nexx Zr+
przezierność	42 %	50%
dwuosiowa wytrzymałość na zginanie	1,270 MPa ²	1,000 MPa ² 880 MPa ²
temperatura syntezy	1530 - 1550°C	1530 - 1550°C
kolory	biały, 16 odcieni A-D, 3 odcienie wybielane	biały, 6 odcieni A-D
przeznaczenie	czapeczki, inleje, onleje, pełnoceramiczne korony, 3 punktowe mosty (przednie i boczne), mosty wielopunktowe	czapeczki, inleje, onleje, pełnoceramiczne korony, 3 punktowe mosty (przednie i boczne)
typ / klasa	typ II / klasa 5	typ II / klasa 5 (biały) typ II / klasa 4 (wstępnie zabarwiony)

**dostępne
również
do innych
systemów**

system otwarty

~~493 zł~~ cena
436 zł
14 mm

~~550 zł~~ cena
486 zł
16 mm

~~606 zł~~ cena
536 zł
18 mm

system otwarty


~~550 zł~~ cena
486 zł
14 mm

~~606 zł~~ cena
536 zł
16 mm

~~664 zł~~ cena
587 zł
18 mm

multilayer

~~645 zł~~ cena
570 zł
16 mm



CERAMAGE

strzykawka 4,6g

Światłoutwardzalny kompozyt z wypełniaczem ceramicznym. 73% wypełniacza, dostępna pełna gama kolorów.



~~131 zł~~ cena
120 zł

CERAMAGE UP

strzykawka 5g

Światłoutwardzalny, płynny, mikrohybrydowy materiał kompozycyjny – Do swobodnego aplikowania i modelowania. Nowy, doskonały materiał łączy zalety ceramiki oraz kompozytów w jednym punkcie.



~~163 zł~~ cena
149 zł

VINTAGE PRO STARTER

Porcelana na podbudowy metalowe

Zestaw zawiera wszystkie komponenty do odbudowy w odcieniach A2 i A3. Praca przy użyciu porcelany Vintage Pro wykonana na metalu daje efekt pełnej ceramiki!

VINTAGE PRO jest systemem porcelany na podbudowy metalowe, wskazanym do licowania stopów szlachetnych, półszlachetnych i nieszlachetnych oraz stopów na bazie palladu o zakresie współczynnika rozszerzalności cieplnej CTE od 13,5 do 14,8 x 10⁻⁶ K⁻¹.

VINTAGE PRO można stosować również na podbudowy metalowe wykonane za pomocą CAD / CAM i kształtowania galwanicznego/spiekania. System odcieni obejmuje klasyczne odcienie VITA* z różnorodnymi odcieniami umożliwiającymi odtworzenie szerokiego wachlarza odcieni.



~~1100 zł~~ cena
979 zł

MATERIAŁY CAD/CAM YAMAHACHI



Na tymczasowe korony i mosty – dostępne w 16 kolorach wg VITA/W0.5/CLEAR

DYSK PMMA

Typ otwarty, średnica 98,5mm

dostępny również Zirkonzahn



DYSK PMMA

Typ Amann Girrbach – średnica 101mm



Dysk woskowy (zielony) do wzorników woskowych

WAX DISC

Typ otwarty, średnica 98,5mm

dostępne inne systemy AG i ZZ

ZĘBY AKRYLOWE I KOMPOZYTOWE YAMAHACHI

NEW ACE / NAPERCE zęby akrylowe dwuwarstwowe



przody (6szt.)



boki (8szt.)



gebiss (28szt.)

CROWN NS / EFUCERA NS zęby akrylowe trzywarstwowe

(dostępne tylko w kolorach A2 i A3)



przody (6szt.)



boki (8szt.)

CROWN PX / EFUCERA PX zęby kompozytowe

(dostępne kolory A1, A2, A3, A3,5)



przody (6szt.)



boki (8szt.)



MATERIAŁY POMOCNICZE



WOSK MODELOWY

Charakteryzuje się trwałością w połączeniu z doskonałą plastycznością. Występuje w twardościach soft i medium. Opakowanie: 2,25kg,



BLUE SHINE

Pasta polerska.

Do kompozytu, metalu i żywicy akrylowej. Wyjątkowa moc polerowania, znacząco oszczędza czas, bez zapachu. Dostępne opakowania 50g, 300g.



TWISTER BIG

Silikonowe gumki do kompozytu, akrylu i metalu. Max. Prędkość 15,000 rpm. Opakowanie 10szt.



APOLLON

Do separacji gips/tworzywo i gips/gips. Opakowanie 500ml.

PŁYTKI DO PRACY Z PORCELANĄ

Najnowsze płytki Smile Line do pracy z porcelaną zostały zaprojektowane po wnikliwej analizie wszystkich sugestii zgłaszanych przez techników dentystycznych.

Podstawowe zalety: bardzo płaska podstawa robocza, bardzo kompaktowy, minimalistyczny design, format ipada, łatwa i lekka do przenoszenia, możliwość układania w stosy, dostępne w czerni i bieli.

SlimPad jest dostarczany ze szklaną płytą ze szczelinami, które zostały precyzyjnie obrobione. Czarne paski filtracyjne PVA są wkładane pionowo w celu pochłaniania cieczy ze zbiornika i umieszczania jej na powierzchni w celu utrzymania porcelany o pożądanej konsystencji.



Smile Line ☺
made in switzerland

Slim Pad PRO

PĘDZLE DO PORCELANY

Nowa generacja pędzli naturalnych i syntetycznych – rewolucyjne i ekskluzywne.



Smile Line ☺
made in switzerland

Akryl VERTEX Rapid Simplified

zestaw

proszek 1000g + płyn 500 ml



zestaw

proszek 4000g + 2 x płyn 1000ml



NARZĘDZIA DO PORCELANY

Linia modularnych narzędzi do porcelany, do tworzenia instrumentów według osobistych potrzeb. Do wyboru ponad 1000 kombinacji uchwytów i końcówek.



Smile Line ☺
made in switzerland

Piece DEKEMA

do wypalania porcelany (w zestawie z pompą)



VERTEX ThermoSens

system wtryskowy

Poliamidowy materiał wtryskowy do wykonywania całkowitych i częściowych protez dentystycznych. Ze względu na innowacyjność materiału, skurcz polimeryzacyjny jest zminimalizowany, co daje precyzyjne dopasowanie protezy. ThermoSens jest bez MMA.



PRIMOTEC Primosplint

światłoutwardzalny materiał do szyn, prowadnic, transferów i kluczy

Zestaw zawiera: 12 wałków (100g), Bond 10ml, izolator 50ml, glazura 10ml, płyn czyszczący 50ml, izolator do narzędzi 43g.



Wkrótce premiera!

- Drukarka DEKEMA trix TM print
- Nowe i udoskonalone modele artykulatorów ASA