

PROTETYKA

Katalog skierowany jest do profesjonalistów z branży stomatologicznej



ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź, tel. (42) 633 87 55, email: holdental@holdental.pl

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Ceny mogą ulec zmianom bez zawiadomienia w przypadku zmian cen producentów, przepisów celnych, przepisów podatkowych lub innych niezależnych przyczyn. Podane w ulotce informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Promocje zawarte w ulotce trwają do wyczerpania zapasów magazynowych. Ceny promocyjne w gazetce są najniższymi dostępnymi cenami z 30 dni przed obowiązywaniem promocji.

MATERIAŁY CAD/CAM

DYSKI CYRKONOWE SHOFU SUPRA

Dysk cyrkonowy SHOFU ZR Lucent Supra łączy wysokowytrzymałościowe odmiany cyrkonu w niezwykle potężnym wielowarstwowym materiale CAD/CAM.


- Wzrastające przezierności od strefy przyszyjkowej do strefy szkliwnej oraz wyjątkowa wytrzymałość na zginanie we wszystkich strefach sprawiają, że jest to materiał premium, który sprosta każdemu wyzwaniu klinicznemu.
- Bez względu na rodzaj pracy, dysk Supra pozwala osiągnąć doskonałe rezultaty we wszystkich przypadkach. Materiał obejmuje szeroki zakres wskazań, w tym mosty 14 punktowe z dwoma połączonymi punktami w obszarach przednich i tylnych.
- Dzięki większemu odbiciu światła w obszarze przyszyjkowym, w porównaniu z ZR Lucent, ZR Lucent Supra posiada także realistyczny wygląd bez żadnych kompromisów, zwłaszcza w przypadkach wymagających bardziej skutecznego maskowania, takich jak przebarwione korzenie zębów lub implanty.



cena
od 950 zł

SHOFU Disk ZR Lucent Supra oferuje nie tylko doskonałe właściwości estetyczne, ale także wysoką wytrzymałość na zginanie wynoszącą ponad 1 000 MPa na całej wysokości dysku, co zapewnia większe bezpieczeństwo podczas wykonywania bardzo dużych odbudów. Pozwala to swobodnie wybierać pozycję osadzenia na dysku.

Więcej bezpieczeństwa - nawet podczas wykonywania dużych odbudów



MATERIAŁY CAD/CAM YAMAHACHI

cena
107 zł
grubość 15 mm

cena
117 zł
grubość 20 mm



Dysk PMMA

Dyski PMMA Yamahachi są niezwykle cennym materiałem dla Twojego laboratorium do wykonywania uzupełnień tymczasowych najwyższej jakości. Idealnie dobrane odcienie w połączeniu z trwałością tego materiału pozwalają na tworzenie pięknych i funkcjonalnych uzupełnień tymczasowych od pojedynczego elementu aż po kompletne uzupełnienia uzębienia.

Na tymczasowe korony i mosty –
dostępne w 16 kolorach
wg VITA/W0.5/CLEAR.

Typ otwarty, średnica 98,5mm

Dostępne inne systemy AG i ZZ.

cena
85 zł
grubość 14 mm

cena
98 zł
grubość 20 mm



Dysk Woskowy

Dyski woskowe Yamahachi, przeznaczone są do projektowania CAD, frezowania CAM i tłoczenia lub odlewania w konwencjonalny sposób. Wosk doskonale nadaje się do obróbki mechanicznej i jest całkowicie wolny od zanieczyszczeń. Dzięki temu uzyskujemy gładkie odlewy.

Dysk woskowy (zielony)
do wzorników woskowych.

Typ otwarty, średnica 98,5mm

Dostępne inne systemy AG i ZZ.

VINTAGE ART UNIVERSAL

Farbki do porcelany VINTAGE Art Universal są przeznaczone do zewnętrznego i wewnętrznego barwienia różnych ceramicznych materiałów do zastosowań dentystycznych, takich jak systemy ceramiczne na podbudowie z tlenku cyrkonu, podbudowy z prasowanej ceramiki, korony porcelanowe na podbudowie z metalu (PFM) oraz sztuczne zęby z porcelany. Dostępne w zestawach lub pojedyncze kolory.



cena
od 131 zł
za 2 g

PŁYN YAMAMOTO VINTAGE ART UNIVERSAL

(płyn do mieszania w rzeczywistych kolorach)

Zawartość: 50 ml

Płyn do mieszania o podobnym współczynniku refrakcji jak w przypadku szkła. Mieszanka glazur i farbek do porcelany VINTAGE Art Universal uzyskuje ostateczny kolor i efekt przed wypaleniem.



cena
423 zł

VINTAGE PRO STARTER

Porcelana na podbudowy metalowe

Zestaw zawiera wszystkie komponenty do odbudowy w odcieniach A2 i A3. Praca przy użyciu porcelany Vintage Pro wykonana na metalu daje efekt pełnej ceramiki!

VINTAGE PRO jest systemem porcelany na podbudowy metalowe, wskazanym do licowania stopów szlachetnych, półszlachetnych i nieszlachetnych oraz stopów na bazie palladu o zakresie współczynnika rozszerzalności cieplnej CTE od 13,5 do 14,8 x 10⁻⁶ K⁻¹.

VINTAGE PRO można stosować również na podbudowy metalowe wykonane za pomocą CAD / CAM i kształtowania galwanicznego/spiekania. System odcieni obejmuje klasyczne odcienie VITA* z różnorodnymi odcieniami umożliwiającymi odtworzenie szerokiego wachlarza odcieni.



cena
1480 zł

DOSTĘPNE
RÓWNIEŻ
POJEDYNCZE
SŁOICZKI 15g, 50g, 200g

cena
109 zł
15 g

cena
290 zł
50 g

cena
959 zł
200 g

CERAMAGE

strzykawka 4,6g

Światłoutwardzalny kompozyt z wypełniaczem ceramicznym. 73% wypełniacza, dostępna pełna gama kolorów.

6+1 i 10+2
PROMOCJA



CERAMAGE
meets digital

cena
180 zł



CERAMAGE UP

strzykawka 5g

Światłoutwardzalny, płynny, mikrohybrydowy materiał kompozycyjny. Do swobodnego aplikowania i modelowania. Nowy, doskonały materiał łączy zalety ceramiki oraz kompozytów w jednym punkcie.



CERAMAGE
meets digital

cena
214 zł

6+1 i 10+2
PROMOCJA



ZirGloss

Pasta polerska do tlenku cyrkonu, dwukrzemianu litu i porcelany - 20g

WSKAZANIA
DO STOSOWANIA

Polerowanie uzupełnień ceramicznych, w tym tlenku cyrkonu, dwukrzemianu litu i porcelany

Gwiazda CEDE 2023



Nagroda Ekspertów
w kategorii Materiały
Stomatologiczne



cena
330 zł

Płyn modelujący do porcelany

iMix ! jest nowym płynem modelującym do porcelany firmy Smile Line.

Płyn iMix ! może być stosowany zarówno do ceramiki wysokotopliwej jak i niskotopliwej. Kolejną zaletą iMix ! jest wspólny komfort pracy zapewniony podczas nakładania porcelany. pojemność: 200ml, 1000ml

cena
160 zł
200 ml



360 zł
1000 ml

VINTAGE ZR

Wysokotopliwa, mikro-ceramika na bazie skalenia na wszystkie podbudowy z ZrO₂.

Zalety:

- Bardzo dobra przyczepność przez wysokotopliwy liner opakerowy;
- Ciągły współczynnik rozszerzalności cieplnej, również po kilku napaleniach;
- Naturalna estetyka przy ekonomicznym nakładzie pracy dzięki technice 2 warstwowej;
- Doskonała współpraca zębów przeciwstawnych.



cena
129 zł
15 g

cena
385 zł
50 g

ZESTAW DO MIKROWARSTWOWANIA

2 płytki – do farbek i do ceramiki

SlimPad Micro

Smile Line z dumą przedstawia SlimPad Micro, składa się on z 2 mini płytek do mieszania ceramiki, które mogą być używane zarówno z nowoczesnymi materiałami do techniki mikrowarstwowej, jak i do farbek, a nawet jako tradycyjna tacka do mieszania.

Płytki są bardzo ergonomiczne. Posiadają antypoślizgowe, gumowe nóżki oraz wyposażone są w magnesy pokrywy.

Mogą być używane z lub bez pasków PVA do utrzymywania wilgoci.



cena

1050 zł

Pędzelki N.era INTENSO rozmiar #1 i #4

Mityczne pędzelki N.era opracowane na nowo i specjalnie przystosowane do mikrowarstwowego nakładania nowoczesnych materiałów na monolit - gorąca rekomendacja Enrico Ferrarelli z Rzymu (IT). Te niesamowite nowe pędzle są wyjątkowe i zapewniają jednocześnie wysoką sprężystość oraz hiper ostrą i stabilną końcówkę. Twoje najlepsze narzędzia dla ekstremalnej precyzji i komfortu pracy – ekstremalnie długa żywotność gwarantowana!

PĘDZLE RSPCT SMILE LINE PRZEZNACZONE DO PORCELANY, GLAZURY I FARBK.

Syntetyczne jak naturalne!

Seria RSPCT Smile Line to nowa kolekcja pędzli wykonanych z rewolucyjnej mieszanki 100% włókien syntetycznych o właściwościach pędzelka naturalnego.

Główne zalety to:

- niesamowita stabilność
- niezwykle ostry czubek
- wspierała odporność
- doskonała absorpcja wody
- bardzo długa żywotność
- alternatywa dla wykorzystywania zwierząt



cena

380 zł

kompletny pędzelek

cena

550 zł

zapas 2 szt. końcówki

PŁYTKI DO FARBK TINTO MIESZANIE, PRZECHOWYWANIE, INDEKSOWANIE

- Zamykane płytki Tinto umożliwiają przechowywanie wstępnie zmieszanych produktów, takich jak farбки lub pasty-opakery, chroniąc je przed kurzem. Tinto charakteryzują się unikalnym designem, ergonomią i kompaktowością (118x118x25mm). Pokrywa jest wyposażona w panoramiczne przezroczyste okienko wykonane z poliwęglanu i pozwala na pierwszy rzut oka rozpoznać zawartość płytki.
- Tinto pomyślano, aby można je było układać jeden na drugim, oszczędzając w ten sposób dużo miejsca na stole. Można z boku oznaczyć markerem by rozpoznać.
- Dostępne są dwa modele. Pierwszy posiada 9 zagłębień o średnicy 18mm oraz mniejszy, głębszy otwór na płyn. Drugi model posiada 15 zagłębień o średnicy 14mm oraz dwa dołki małej głębokości na płyn.
- Płytki konfekcjonowane po 2 szt. w opcjach: 2x9 zagłębień, 2x15 zagłębień, mix.



cena

950 zł

zestaw 2 szt.

H₂O WATER STATION HIGIENA, LOGIKA, ERGONOMIA

- H₂O to niezbędne akcesorium, które uzupełnia stanowisko do pracy z porcelaną, po prawej lub po lewej stronie płytki do mieszania. Ta uniwersalna stacja pozwala wypłukać pędzel w wodzie, wygładzić go, aby nadać mu jak najostrejszą końcówkę na viskozowej gąbce, a na koniec przechowywać go pionowo zanurzonego w wodzie w niezależnym pojemniku.
- Wszystkie komponenty H₂O są niezależne, co oznacza, że możesz wymieniać wodę w głównym pojemniku bez konieczności dotykania pojemnika do przechowywania... lub odwrotnie. Dzięki konstrukcji podstawy i zamocowaniu pojemnika do przechowywania możesz wybrać pozycję w zakresie 60°, w zależności od preferencji lub tego, czy jesteś leworęczny, czy praworęczny.
- Zestaw nie zawiera pędzli.



cena
395 zł

VENEER ME MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO DLA TWOICH LICÓWEK

- Dzięki VENEER ME będziesz mógł przewozić i wysłać, a także manipulować swoimi hiperdelikatnymi licówkami w najwyższych warunkach bezpieczeństwa!
- Podstawa pojemników VENEER ME pokryta jest lepką podkładką z żelu poliuretanowego. Licówki są umieszczane na tej podkładce i przylegają naturalnie. Cały proces przygotowania wewnętrznej części licówki (wytrawianie kwasem, silanizacja) można przeprowadzić w tej pozycji bez obawy, że licówka wypadnie lub spadnie na podłogę. Materiał, z którego wykonana jest podkładka, jest bardzo odporny i może być wielokrotnie używany (w przypadku zużycia można go łatwo wymienić).
- Po zamocowaniu licówek na podkładce, ramkę membrany mocuje się do podstawy pojemnika w celu dodatkowego zamocowania. Wykonana z nylonu cienka membrana xx-thin delikatnie dopasowuje się do kształtu licówek. Teraz wystarczy zamknąć pokrywę, a twoja główna praca jest gotowa do dostarczenia.
- Ogromna zaleta: membrana jest przepuszczalna! Innymi słowy, lekarz może przystąpić do płukania i suszenia po założeniu ramy membrany na podstawę. W ten sposób lekarz może pracować w najlepszych warunkach i w całkowitym bezpieczeństwie.



cena
440 zł
1 szt.

cena
1 100 zł
zestaw 3 szt.

PŁYTKI DO PRACY Z PORCELANĄ

Najnowsze płytki Smile Line do pracy z porcelaną zostały zaprojektowane po wnikliwej analizie wszystkich sugestii zgłaszanych przez techników dentystycznych.

Podstawowe zalety: bardzo płaska podstawa robocza, bardzo kompaktowy, minimalistyczny design, format ipada, łatwa i lekka do przenoszenia, możliwość układania w stosy, dostępne w czerni i bieli.

SlimPad jest dostarczany ze szklaną płytą ze szczelinami, które zostały precyzyjnie obrobione. Czarne paski filtracyjne PVA są wkładane pionowo w celu pochłaniania cieczy ze zbiornika i umieszczania jej na powierzchni w celu utrzymania porcelany o pożądanej konsystencji.



cena
1600 zł

Smile Line ☺
made in Switzerland

Slim Pad PRO - luksus w pracowni

UNITED COLORS OF D.VINCI

Zestaw intensywnych, fluorescencyjnych barwników do porcelany. Niewielka ilość barwnika United Colors dodana do rozmieszanej porcelany wybarwi ją na wybrany kolor. Różne kolory barwników dodane do poszczególnych proszków ceramicznych pozwalają na precyzyjne i szczegółowe ich nałożenie i identyfikację podczas modelowania uzupełnienia.

Dzięki właściwie dobranej gęstości płynnego barwnika zabarwione masy ceramiczne nie mieszają się ze sobą.

Barwniki United Colors wypalają się bez śladu. Należy nieco wydłużyć czas suszenia porcelany przed wypalaniem.



Cyfrowe dopasowanie odcieni: sztuczna inteligencja w Twoich rękach!

NOWOŚĆ

OPTISHADE STYLEITALIANO

OPTISHADE STYLEITALIANO zapewnia nowe rozwiązanie do dopasowywania odcieni, które przewyższa wszystkie inne cyfrowe urządzenia do pomiaru koloru dostępne na rynku swoją dokładnością i powtarzalnością! Mierzony odcień komunikowany jest we współrzędnych $L^*a^*b^*$, uniwersalnych wartościach w świecie kolorymetrii, bardzo intuicyjnych i łatwych do interpretacji przez użytkownika. Współrzędne $L^*a^*b^*$ mogą zostać wyeksportowane do programu Matisse, który obliczy dla Ciebie wszystkie receptury i mieszanki proszków ceramicznych niezbędnych w danym przypadku.

8400 zł



Pełny zestaw zawiera:

- 1 jednostka OPTISHADE STYLEITALIANO w komplecie ze stożkiem prowadzącym przechwytywanie i nasadką kalibracyjną
- 1 kabel do połączenia OPTISHADE STYLEITALIANO / iPhone-iPad
- 1 kabel USB do ładowania
- 4 stożki prowadzące do przechwytywania
- 4 nasadki kalibracyjne
- 1 instrukcja obsługi i 1 skrócona instrukcja obsługi
- Aplikacja OPTISHADE STYLEITALIANO (bezpłatna) do pobrania z Appstore
- 30-dniowa bezpłatna licencja oprogramowania Matisse

Dane techniczne:

- wymiary jednostki: długość 51 mm, średnica 81,5 mm
- waga 60g
- działa z iOS iPhone, iPad i iPod Touch (brak w zestawie)

VERTEX ThermoSens - Granulat

Nie zawiera monomeru i kadmu.

Przeznaczony dla pacjentów z alergiami.

Nielamliwy, o swoistej elastyczności i znikomym skurczu (poniżej 1%).

Do wykonywania protez całkowitych i częściowych.

Dostępny również w kartridżach.



cena

700 zł

1000g granulat

cena

300 zł

400g granulat



BEZ MONOMERU

VERTEX RS

Polimeryzujący na gorąco akryl – polimer na płyty protez. Materiał stanowi podstawę dla protez częściowych i całkowitych. Akryl bez kadmu o szybkim, 20-minutowym cyklu polimeryzacji.



cena

360 zł

cena

950 zł

zestaw

proszek 1000g
+ płyn 1000 ml

zestaw

proszek 4000g
+ 2 x płyn 1000ml

VERTEX Self Curing

Akryl samopolimeryzujący do napraw, podścielen protez, jak i do stawiania zębów.



cena

460 zł

zestaw

proszek 1000g
+ płyn 1000ml

ZĘBY AKRYLOWE I KOMPOZYTOWE YAMAHACHI

NEW ACE / NAPERCE zęby akrylowe dwuwarstwowe



przody (6szt.)



boki (8szt.)



gebiss (28szt.)



CROWN PX / EFUCERA PX zęby kompozytowe
(dostępne kolory A1, A2, A3, A3,5)



przody (6szt.)



boki (8szt.)

**20+4
PROMOCJA**

kupując 20 płytek
4 dodatkowe
otrzymujesz za

1zł każda

WOSK MODELOWY



WOSK MODELOWY

cena
210zł

Charakteryzuje się trwałością w połączeniu z doskonałą plastycznością. Występuje w twardościach soft i medium. Opakowanie: 2,25kg.

ŻYWICE DO DRUKU 3D NEXT DENT BASE - do drukowania płyt protez ruchomych

NextDent Base to żywica do druku 3D przeznaczona do produkcji podbudów protez ruchomych. Wysoka odporność na pękanie

- Elastyczność w przypadku protez częściowych
- 4 kolory pasujące do najpopularniejszych odcieni dziąseł dla poprawy estetyki
- Materiały te zapewniają dokładne i powtarzalne rezultaty drukowania.



cena promocyjna
1360 zł



ŻYWICE DO DRUKU 3D NEXTDENT MODEL 2.0 - do drukowania modeli dentystycznych

NextDent Model 2.0 charakteryzuje się wysokim stopniem dokładności, dzięki czemu materiał ten nadaje się do szczegółowych modeli głównych - protetycznych i ortodontycznych, gdzie wymagana jest wysoka precyzja. Modele posiadają bardzo widoczne szczegóły dzięki kolorowi i nieprzezroczystości. Modele wykonane z tej żywicy posiadają idealną powierzchnię do skanowania odcisków. Precyzyjnie wydrukowane modele są idealną bazą do tworzenia dentystycznych elementów roboczych. Dostępny w kolorze brzoskwiniowym, białym i szarym.



cena promocyjna
599 zł



ŻYWICE DO DRUKU 3D NEXTDENT CAST - do drukowania obiektów do odlewu

To żywica światłoutwardzalna stworzona do drukowania obiektów do dalszego odlewu.

Żywica spala się bezresztkowo i jest odpowiednia do wszelkiego rodzaju zastosowań np. do wykonywania płyt protez szkieletowych czy odlewanych aparatów ortodontycznych.

Dostępna w kolorze purpurowym.



cena promocyjna
890 zł



DEKEMA AUSTROMAT[®] 654 press-i-dent

NOWOŚĆ



Piec do tłoczenia i wypalania porcelany w próżni

Opcje:

- opatentowany elektromechaniczny system próżni – pozwala na prasowanie do 5 tłoczków lub 5 różnych kolorów jednocześnie,
- łatwy w obsłudze Program Manager z możliwością ustawienia 200 programów,
- intuicyjny interfejs użytkownika,
- duży, odporny na zarysowania szklany ekran dotykowy,
- interfejs USB dla łatwego transferu danych, aktualizacji oprogramowania lub operacji za pomocą myszy,
- opatentowany system Autodry[®] – do precyzyjnego suszenia i chłodzenia,
- połączenie z internetową bazą danych DEKEMA (opcjonalnie),
- możliwość obsługi za pomocą komputera PC lub Mac za pomocą przeglądarki Internet Java[™] (opcjonalnie),
- możliwość obsługi za pomocą iPoda touch, iPhone lub iPad (opcjonalnie),
- rozbudowane opcje zarządzania jakością.

Zakres dostawy:

Piec AUSTROMAT[®] 654 press-i-dent, pompa próżniowa, instrukcja obsługi, stolik do wypalania, stolik do tłoczenia, pęseta, kabel do zasilania urządzenia.

Dane techniczne:

Napięcie zasilające:	220-240 V,
Częstotliwość:	50-60 Hz,
Moc pobierana:	max. 1450 W (z pompą)
Wymiary: (wys. x szer. x głęb.)	653 x 380 x 338 (mm)
Waga:	17,5 kg (bez pompy)

**Dostępne również piece do wypalania
porcelany i synteryzacji cyrkonu.
ZAPYTAJ O CENĘ**

**Do wszystkich materiałów przedstawionych w gazecie
oferujemy szeroką gamę narzędzi do obróbki.**

ZAPYTAJ HANDLOWCĄ

tel. (42) 633 87 55, e-mail: holdental@holdental.pl