



HDD[®]
HOL-DENTAL DEPOT

**Za rozsądną
cenę najlepsze
rozwiązania
w Twoim gabinecie**

OFERTA SPECJALNA

NOWY MODEL

MDP2

Doceniony przez stomatologów, techników i asystentki Smile Lite MDP może współpracować praktycznie z każdym telefonem, niezależnie od modelu i producenta. Nie wymaga kalibracji a regulowany adapter pozwala na podłączenie dowolnego smartfona o szerokości między 55 a 85mm.

cena

2990 zł



cena

130 zł

JIZAI
nowa generacja
rotacyjnych pilników
NiTi z Japonii



SZYBKA WYSYŁKA

www.holdentalesklep.eu

ul. Piotrkowska 111
90-425 Łódź
tel. 42 633 87 55
e-mail: holdental@holdental.pl
www.holdental.pl

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Ceny mogą ulec zmianom bez zawiadomienia w przypadku zmian cen producentów, przepisów celnych, przepisów podatkowych lub innych niezależnych przyczyn.
Podane w ulotce informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Promocje zawarte w ulotce trwają do wyczerpania zapasów magazynowych.
Ceny promocyjne w gazetce są najniższymi dostępnymi cenami z 30 dni przed obowiązywaniem promocji.





JAPOŃSKA MARKA

MANI[®]



Ponad 60-letnia historia firmy Mani opiera się na ciągłym rozwoju i doskonaleniu oferowanych produktów o czym świadczy m.in. blisko 300 zarejestrowanych patentów. Niezawodne instrumenty Mani dostępne są w ponad 120 krajach i obecne są w wielu dziedzinach opieki zdrowotnej.

Hol-Dental Depot jest wyłącznym przedstawicielem firmy Mani w Polsce. Zakupy u nas gwarantują najwyższą jakość i oryginalność produktów.

Premiera pełnego systemu obrotowego NiTi JIZAI



cena

130 zł

- Orifice Opener
- Jizai Glider
- Jizai zestaw podstawowy



Unikalny przekrój poprzeczny w kształcie łyżki zapewnia wyjątkowe cięcie i zapobiega złamaniom, a także eliminuje "wkręcania" pilnika, które pojawiają się w przypadku wielu innych systemów oraz zapewnia efektywne usuwanie opłatków i zmniejsza naprężenia instrumentu. Atrakcyjna cena w porównaniu z ceną innych systemów maszynowych.

3+1 GRATIS

Silk-Files

długości: 21, 25 mm

Pakiety:

Simple: (.08/25, .06/25, .06/30)

Standard: (.08/25, .06/20, .06/25)

Complex: (.08/25, .04/20, .04/25)

Dodatkowe wielkości dostępne osobno:
 (.04/30, .04/35, .06/30, .06/35)



cena

74 zł
 cena przy zakupie 4szt.

The master of endo.


JIZAI

— 自 在 —

Pracuj Systemem JIZAI NiTi

NOWOŚĆ

Szczegóły produktu



cena
130zł
zestaw standardowy



-20%
na uzupełnienie systemu:
Opener,
Glider

Wstępne poszukiwanie kanału



D FINDERS

Narzędzia o przekroju w kształcie litery „D” ze zwiększoną wytrzymałością rdzenia, zapobiegają efektowi wkręcenia się w zwapnione i zakrzywione kanały.

Rozmiar: 08, 10, 12, 15
Długość: 21mm, 25mm



GLIDE FINDERS

Cechuje zmienna stożkowatość i przekrój poprzeczny na całej długości narzędzia. Konstrukcja zapewnia optymalną sprężystość końcówki i elastyczność trzonka w pobliżu rękojeści.

Rozmiar: 08, 10, 12, 15
Długość: 21mm, 25mm

Asortyment produktów
Pilniki wielokrotnego użytku

Specyfikacja	Rozmiar wierzchołka	Taper	Długość	Ilość w opakowaniu
JIZAI zestaw podstawowy	I  025	.04	21mm	JIZAI I x 1 pc
	II  025	.06	25mm	JIZAI II x 1 pc
	III  035	.04	31mm	JIZAI III x 1 pc
JIZAI opakowanie jednostkowe	025, 030, 035, 040, 045, 050	.04	21mm	x 3 szt.
	025, 030, 035	.06	25mm	
JIZAI GLIDER	013	.04	28mm	
JIZAI Orifice Opener	025	.014	31mm	
			18mm	

Zalecana sekwencja

Dostęp prostoliniyjny

JIZAI Orifice Opener (025.14)



Użyj JIZAI Orifice Opener (025.14) i opracuj koronową część kanału korzeniowego. Opracowanie ujścia kanału zapewnia ułatwiony dostęp i zmniejszenie obciążenia kolejnych pilników w sekwencji.

⚙️ Zalecana prędkość obrotowa: 500 min⁻¹ lub mniejsza
 Zalecany moment obrotowy: 3.0 N*cm lub mniejszy

Drożność

D FINDERS (010 .02)

GLIDE FINDERS (010 MULTI TAPER .03-02)



Użyj pilników D Finders, aby uzyskać drożność kanału korzeniowego. D Finders efektywnie udrażniają nawet mocno zobliterowane i zagięte kanały korzeniowe. Glide Finders zalecane są w kanałach, gdy potrzebna jest większa efektywność tnąca pilnika.

Gładka ścieżka

JIZAI GLIDER (013.04)





Użyj JIZAI Glider do wytworzenia gładkiej ścieżki. Rozmiar wierzchołka 0.13 i stożkowość 0.4 zapewnia płynne przejście do kolejnego narzędzia kształującego Jizai 25.04

⚙️ Zalecana prędkość obrotowa: 300 min⁻¹ lub mniejsza
 Zalecany moment obrotowy: 1.0 N*cm lub mniejszy

⚠️ Zalecany ruch dziobania. Po instrumentacji należy wykonać protokół irygacji i rekapitulację. Narzędzia należy używać zgodnie z zalecaną prędkością obrotową i momentem obrotowym. Nigdy nie wolno używać siły w kierunku apikalnym podczas pracy narzędzia w kanale.

Cechy JIZAI GLIDER:

Materiał	Rozmiar i Stożkowość	Przekrój poprzeczny
Stworzony ze specjalnego stopu R-Phase/Austenitic NiTi zapewniający doskonałe właściwości tnące pomimo małego rozmiaru wierzchołka	 ▼ 013 .04 JIZAI GLIDER ▼ 015 .02 SS file ▼ 025 .04 JIZAI I ▼ 025 .04 JIZAI I Rycina: Porównanie objętości instrumentacji narzędzia JIZAI I po wykonaniu gładkiej ścieżki JIZAI GLIDEREM i narzędziem stalowym 15.02	 Radial land Cutting point Unikalny przekrój poprzeczny zapewnia zachowanie naturalnej anatomii kanału

Kształtowanie

JIZAI I (025 .04)

JIZAI II (025 .06)

JIZAI III (035 .04)



JIZAI jest zaprojektowany do instrumentacji w technice „single length” zgodnie z numerami sekwencji. Użyj JIZAI I, II, III w prostych i lekko zakrzywionych kanałach. W przypadku kanałów silnie zakrzywionych użyj tylko JIZAI I i II.

⚙️ Zalecana prędkość obrotowa: 500 min⁻¹ lub mniejsza
 Zalecany moment obrotowy: 3.0 N*cm lub mniejszy


⚠️ Po nadaniu kształtu a także przed użyciem kolejnego narzędzia należy wykonać protokół irygacji i rekapitulację. Narzędzia należy używać zgodnie z zalecaną prędkością obrotową i momentem obrotowym. Nigdy nie wolno używać siły w kierunku apikalnym podczas pracy narzędzia w kanale.



K-Files

Pilniki typu Kerr

długości: 18, 21, 25, 28, 31 mm
rozmiar: 06-140
asortyment: 15-40, 45-80, 90-140
rozmiar pośredni: 12, 17, 22, 27, 32, 37



RT Files

Pilniki giętkie

długości: 21, 25, 28, 31 mm
rozmiar: 15-80
asortyment: 15-40, 45-80
Bardziej elastyczne, zwiększona 1,5 krotnie siła cięcia w porównaniu z pilnikami typu K, efektywne usuwanie opłoków tkanki na zewnątrz - bardzo skuteczne w przypadku zakrzywionych kanałów korzeniowych.



D Finders

Poszukiwacze kanału

długości: 21, 25 mm
rozmiar: 08, 10, 12, 15
Mają przekrój w kształcie litery D, co zwiększa w ten sposób ich wytrzymałość. Poprawia to jednocześnie siłę penetracji, czyniąc je niezwykle skutecznymi. Narzędzia cienkie, stosunkowo sztywne. Elementy tnące są tak ukształtowane, aby zapobiegać efektowi wkręcenia.



Glide Finders

do wstępnej penetracji i opracowania kanału

Charakteryzują się zmiennym profilem przekroju jak i zbieżności, zapewniając optymalną sprężystość wierzchołka części pracującej i jej elastyczność w pobliżu uchwytu narzędzia. Narzędzia posiadają wysoką wytrzymałość i zalecane są w przypadku, kiedy nie jest możliwe opracowanie kanałów konwencjonalnymi narzędziami K-Files.



Reamers

Poszerzacze typu Kerr

długości: 18, 21, 25, 28, 31 mm
rozmiar: 06-140
asortyment: 15-40, 45-80
rozmiar pośredni: 12, 17, 22, 27, 32, 37



H-Files

Pilniki typu Hedstroem

długości: 18, 21, 25, 28, 31 mm
rozmiar: 08-140
asortyment: 15-40, 45-80
rozmiar pośredni: 12, 17, 22, 27, 32, 37



Flexile Files

Pilniki Fleksyjne

długości: 25mm
asortyment: 15-40



Flare Files

Pilniki 5-stopniowe


długości: 25 mm
rozmiar: 15-60
asortyment: 15-40
kąt stożka: .05



Miazgociągi

z rączką

długość: 21 mm
rozmiar: 1(XXXf), 2(XXf), 3(Xf), 4(f), 5(m), 6(c)
asortyment: 2(XXf)-4(f), 1(XXXf)-6(c)



Szybciej,
łatwiej i bardziej
wydajnie usuwa
gutaperkę
bez użycia
rozpuszczalników!

GPR

Narzędzia do usuwania gutaperki
 długości: 1S-16mm, 2S-18mm, 3N, 4N – 21mm
 rozmiar: 1S(0,70), 2S(0,50), 3N(0,40), 4N(0,30)
 asortyment: 1S-4N



Engine Reamers

Poszerzacze maszynowe

długości: 25 mm
 rozmiar: 10-80
 asortyment: 15-40, 45-80



NiTi Flare Files

Pilniki 5-stopniowe NiTi

długości: 21, 25 mm
 rozmiar: 15-40
 asortyment: 15-40
 kąt stożka: .05



Super Files

Pilniki maszynowe

długości: 25 mm
 rozmiar: 10-60
 asortyment: 15-40



U-Files

Pilniki na ultradźwięki

długość: 33 mm
 rozmiar: 10-50
 asortyment: 15-40



ER2SK - S Endoring II

zestaw startowy: zawiera Endoring II z linijką
 i 48 wymiennych gąbek.

ER2-S - Endoring II

z metalową linijką zapewniającą
 znakomitą widoczność.

ER2BX-S - Endoring II

bez metalowej linijki, nie zawiera gąbek



Peeso Reamers

Poszerzacze Peeso

długość: 32 mm
 rozmiar: 1(0,70), 2(0,90), 3(1,10),
 4(1,30), 5(1,50), 6(1,70)
 asortyment: 1-6



Gates Drills

Wiertła typu Gates

długość: 32 mm
 rozmiar: 1(0,50), 2(0,70), 3(0,90),
 4(1,10), 5(1,30), 6(1,50)
 asortyment: 1-6



cena
30 zł

Paste Carriers

Igły Lentullo

długości: 21, 25, 29 mm
rozmiar: 25, 30, 35, 40
asortyment: 25-40



cena
29 zł

Spreaders

Rozpychacze – do kondensacji
bocznej gutaperki

długości: 25 mm
rozmiar: 10-40
asortyment: 15-40



cena
29 zł

Pluggers

Upychacze – do kondensacji
pionowej gutaperki

długości: 25 mm
rozmiar: 10-40
asortyment: 15-40

HIT

cena
34 zł
COARSE, STANDARD,
FINE, EXTRA FINE



Wiertła diamentowe

Różne kształty i ziarnistości

1 listek – 5 sztuk



cena
30 zł

Wiertła stalowe (Mi Stainless Burs)

Do miękkiej zębiny

Selektywnie usuwa zębinę zapobiegając
nadmiernemu cięciu. Pakowane po 6 sztuk.
asortyment: #1-6 (22, 28 mm)



CENA OD
cena
29 zł

Wiertła węglkowe

Różne kształty

Różna ilość i gęstość nacięć
opakowanie – 3 sztuki



cena
49 zł

Wiertła chirurgiczne

wiertła węglkowe
do pracy z mikroskopem

długości: 25, 28 mm
różyczka #2, gruszka #330,
walec z zaokrągloną końcówką #1557



cena
50 zł
Typ: K, H

cena
62 zł
Typ: Flare

Micro Files

Akcesoria do pracy
pod mikroskopem

Typy: K, H, Flare



cena
249 zł


Uchwyt Endo Holder

Akcesoria do pracy
pod mikroskopem

Pomocny przy znalezieniu i utrzymaniu
pola widzenia pod mikroskopem
lub szkłem powiększającym.

OZNACZENIA I KSZTAŁTY WIERTEŁ DIAMENTOWYCH

Jak odczytywać oznaczenia







450,000 min ⁻¹
300,000 min ⁻¹
160,000 min ⁻¹

- zbierające / 125-150 μm
- standard / 106-125 μm
- wykańczające / 53-63 μm
- wygładzające / 20-30 μm

Wybierz swój kształt wiertła

Jeden listek zawiera 5 szt. wybranych wiertel.



 ISO 190/019 9.5/21.0 FO-54C	 ISO 160/017 10.1/22.0 TC-11C	 ISO 173/019 10.1/21.8 TF-13C	 ISO 198/019 9.1/21.8 TR-13C	 ISO 197/018 7.1/20.0 TR-62C	 DIA—BURS. DIA—BURS. DIA—BURS. DIA—BURS. DIA—BURS. FO-11 FO-11 FO-11 FO-11 MANI MANI MANI MANI MANI COARSE, STANDARD FINE, EXTRA FINE			
 ISO 068/043 1.9/19.1 WR-13C	 ISO 001/018 1.5/19.0 BR-31C	 ISO 257/018 3.7/19.6 FO-32C	 ISO 111/014 8.0/21.9 SF-12C	 ISO 010/014 1.6/18.9 SI-47C	 ISO 002/018 2.4/19.0 BC-31	 ISO 002/016 3.5/19.0 BC-32	 ISO 002/014 2.3/19.0 BC-42	 ISO 002/012 2.5/19.0 BC-43
 ISO 001/018 1.5/19.0 BR-31	 ISO 001/014 1.2/19.0 BR-41	 ISO 001/010 0.9/19.0 BR-45	 ISO 001/012 1.1/19.0 BR-46	 ISO 001/008 0.7/19.0 BR-49	 ISO 019/010 2.3/19.0 DI-41	 ISO 019/014 3.2/19.0 DI-42	 ISO 039/032 4.9/19.0 EX-11	 ISO 039/034 7.1/20.0 EX-12
 ISO 553/019 10.1/23.1 RS-11	 ISO 237/018 5.0/19.0 EX-20	 ISO 237/021 5.0/18.9 EX-21	 ISO 220/017 10.0/24.0 EX-24	 ISO 237/032 4.9/18.9 EX-26	 ISO 005/018 7.6/21.1 EX-28	 ISO 545/018 7.0/21.1 RS-21	 ISO 234/014 4.1/19.0 EX-31	 ISO 544/018 4.2/19.1 RS-31

 ISO 237/010 2.9/19.0 EX-41	 ISO 299/013 10.0/24.0 FO-11	 ISO 298/014 7.0/21.0 FO-21	 ISO 298/016 7.0/21.0 FO-22	 ISO 257/028 5.0/19.0 FO-25	 ISO 257/032 4.9/19.0 FO-27	 ISO 257/018 3.7/19.6 FO-32	 ISO 111/012 8.0/22.0 SF-11	 ISO 111/014 8.0/21.9 SF-12
 ISO 111/016 8.0/22.0 SF-13	 ISO 111/014 7.0/20.9 SF-21	 ISO 109/013 4.5/19.0 SF-31	 ISO 109/010 4.1/18.9 SF-41	 ISO 010/013 1.2/18.9 SI-46	 ISO 010/014 1.6/18.9 SI-47	 ISO 010/016 1.7/18.9 SI-48	 ISO 288/012 6.0/20.9 SO-20	 ISO 289/014 8.0/21.7 SO-21
 ISO 141/012 8.0/22.1 SR-11	 ISO 141/014 8.0/22.1 SR-12	 ISO 141/016 8.0/22.1 SR-13	 ISO 160/016 10.0/21.9 TC-11	 ISO 166/018 10.1/23.1 TC-16	 ISO 160/014 8.0/21.9 TC-21	 ISO 160/010 5.9/21.1 TC-26	 ISO 173/014 10.0/24.0 TF-11	 ISO 173/016 10.0/21.7 TF-12
 ISO 173/018 10.0/21.7 TF-13	 ISO 172/023 9.0/21.7 TF-14	 ISO 171/014 7.0/20.9 TF-20	 ISO 171/016 7.0/20.9 TF-21	 ISO 170/021 5.3/18.9 TF-22	 ISO 170/018 5.0/20.0 TF-23	 ISO 170/016 4.0/18.9 TF-31	 ISO 169/011 3.5/19.0 TF-41	 ISO 170/012 4.0/18.9 TF-42
 ISO 170/014 4.0/18.9 TF-43	 ISO 199/016 10.0/21.7 TR-11	 ISO 199/016 10.0/21.7 TR-12	 ISO 198/018 9.0/21.7 TR-13	 ISO 198/022 9.1/21.9 TR-14	 ISO 200/022 11.1/23.7 TR-15	 ISO 200/023 11.2/23.7 TR-19	 ISO 197/013 7.0/20.9 TR-20	 ISO 197/016 7.0/21.0 TR-21
 ISO 197/018 7.0/21.1 TR-24	 ISO 199/016 10.0/21.6 TR-25	 ISO 199/018 9.0/21.7 TR-26	 ISO 041/024 0.5/19.1 WF-30	 ISO 068/042 1.8/19.0 WR-13	 krótki trzonek ISO 002/014 2.3/16.6 BC-S42	 krótki trzonek ISO 002/012 2.5/16.6 BC-S43	 krótki trzonek ISO 001/010 0.9/16.6 BR-S45	 krótki trzonek ISO 001/012 1.1/16.6 BR-S46
 krótki trzonek ISO 019/010 2.3/17.1 DI-S41	 krótki trzonek ISO 298/014 7.0/18.1 FO-S21	 krótki trzonek ISO 190/017 9.5/20.0 FO-S54	 krótki trzonek ISO 001/010 0.9/17.0 MI-S45	 krótki trzonek ISO 277/023 4.7/17.0 Pro-S3	 krótki trzonek ISO 109/010 3.6/16.6 SF-S41	 krótki trzonek ISO 010/013 1.2/16.5 SI-S46	 krótki trzonek ISO 010/016 1.7/16.5 SI-S48	 krótki trzonek ISO 288/012 6.0/18.7 SO-S20

WYBIERZ SWÓJ KSZTAŁT WIERTŁA

5x



=



 krótki trzonek ISO 160/014 8.0/19.9 TC-S21	 krótki trzonek ISO 173/016 10.1/21.1 TF-S12	 krótki trzonek ISO 171/014 7.0/18.7 TF-S20	 krótki trzonek ISO 171/016 7.0/18.7 TF-S21	 krótki trzonek ISO 170/021 5.3/16.8 TF-S22	 krótki trzonek ISO 170/018 5.0/17.0 TF-S23	 krótki trzonek ISO 170/016 4.0/16.7 TF-S31	 krótki trzonek ISO 169/011 3.5/16.8 TF-S41	 krótki trzonek ISO 198/018 9.4/20.8 TR-S13
 krótki trzonek ISO 198/022 9.1/20.0 TR-S14	 krótki trzonek ISO 197/016 7.0/18.7 TR-S21	 bardzo krótki trzonek ISO 138/008 2.2/16.0 CD-SS51	 bardzo krótki trzonek ISO 019/010 2.3/14.4 DI-SS41	 bardzo krótki trzonek ISO 197/014 6.0/16.0 EX-SS13	 bardzo krótki trzonek ISO 197/014 6.0/16.0 EX-SS14	 bardzo krótki trzonek ISO 170/016 4.0/14.2 EX-SS33	 bardzo krótki trzonek ISO 544/018 4.2/16.0 EX-SS38	 bardzo krótki trzonek ISO 160/014 8.0/17.0 TC-SS21
 bardzo krótki trzonek ISO 170/016 4.0/14.2 TF-SS31	 bardzo krótki trzonek ISO 197/016 7.0/17.6 TR-SS21	 ISO 001/006 0.5/19.0 BR-48F	 ISO 001/007 0.6/16.7 CD-50F	 ISO 138/007 2.1/16.7 CD-51F	 ISO 138/007 3.7/16.7 CD-52F	 ISO 161/007 2.1/16.7 CD-53F	 ISO 246/007 2.1/16.7 CD-54F	 ISO 254/008 1.2/16.7 CD-55F
 ISO 246/007 2.1/16.7 CD-56F	 ISO 247/007 3.5/16.7 CD-57F	 ISO 108/009 3.1/16.2 CD-58F	 ISO 171/013 6.8/16.7 CD-59F	 ISO 138/007 2.1/19.0 CD-60F	 ISO 138/007 3.7/19.0 CD-61F	 ISO 108/009 3.1/19.0 CD-62F	 ISO 546/021 9.0/21.7 CE-12F	 ISO 544/020 5.2/18.9 CE-13F
 ISO 254/027 4.7/20.6 CE-15F	 ISO 198/017 9.0/21.7 CE-16F	 ISO 172/011 8.0/21.9 CE-17F	 ISO 196/020 5.0/19.0 CR-11F	 ISO 196/015 4.0/19.0 CR-12F	 ISO 197/012 7.0/21.5 CR-21F	 ISO 289/013 8.0/21.5 CR-22F	 ISO 150/009 0.1/21.0 EX-18F	 ISO 150/011 0.1/21.1 EX-19F

 ISO 237/020 5.0/18.9 EX-21F	 ISO 234/013 4.1/19.0 EX-31F	 ISO 298/013 7.0/21.0 FO-21F	 ISO 298/015 7.0/21.0 FO-22F	 ISO 254/015 3.2/19.0 FO-30F	 ISO 001/010 0.9/19.2 MI-45F	 ISO 161/007 2.1/19.2 MI-53F	 ISO 138/007 3.7/19.2 MI-61F	 ISO 108/009 3.1/19.2 MI-62F
 ISO 198/020 8.0/22.1 Pro-1f	 ISO 198/017 8.0/22.1 Pro-2f	 ISO 277/023 4.7/20.6 Pro-3f	 ISO 237/019 5.0/19.1 Pro-4f	 ISO 041/039 0.7/19.1 Pro-5f	 ISO 160/015 10.0/21.9 TC-11F	 ISO 160/013 8.0/21.9 TC-21F	 ISO 173/015 10.0/21.7 TF-12F	 ISO 171/015 7.0/20.9 TF-21F
 ISO 199/015 10.0/21.7 TR-11F	 ISO 198/016 9.0/21.7 TR-13F	 ISO 197/015 7.0/21.0 TR-21F	 ISO 199/015 10.0/21.6 TR-25F	 ISO 199/017 9.0/21.7 TR-26F	 ISO 304/015 0.5/19.1 WR-31F	 ISO 304/015 0.5/16.6 WR-S31F	 ISO 298/013 7.6/18.1 FO-SS21F	 ISO 160/012 8.1/18.1 TC-SS21F
 ISO 001/016 1.5/19.0 BR-40EF	 ISO 546/020 9.0/21.7 CE-12EF	 ISO 544/019 5.3/18.9 CE-13EF	 ISO 254/026 4.7/20.6 CE-15EF	 ISO 198/016 9.0/21.7 CE-16EF	 ISO 196/019 5.0/19.0 CR-11EF	 ISO 196/014 4.0/19.0 CR-12EF	 ISO 237/019 5.0/18.9 EX-21EF	 ISO 218/012 7.1/21.0 EX-27EF
 ISO 545/018 7.0/21.1 EX-29EF	 ISO 284/016 3.4/19.1 EX-36EF	 ISO 254/024 2.0/19.1 EX-37EF	 ISO 544/018 4.2/19.0 EX-38EF	 ISO 248/013 6.1/20.0 FO-20EF	 ISO 298/012 7.0/21.0 FO-21EF	 ISO 298/014 7.0/21.0 FO-22EF	 ISO 254/014 3.2/19.0 FO-30EF	 ISO 243/019 4.3/23.5 FO-40EF
 ISO 248/009 6.0/18.5 FO-41EF	 ISO 248/011 7.7/22.0 FO-42EF	 ISO 198/021 9.0/22.1 Pro-1EF	 ISO 198/018 8.0/22.1 Pro-2EF	 ISO 160/014 10.0/21.9 TC-11EF	 ISO 160/012 8.0/21.9 TC-21EF	 ISO 173/014 10.0/21.7 TF-12EF	 ISO 171/014 7.0/20.9 TF-21EF	 ISO 199/014 10.0/21.7 TR-11EF
 ISO 198/015 9.0/21.7 TR-13EF	 ISO 197/013 7.0/21.0 TR-21EF	 ISO 199/014 10.0/21.6 TR-25EF	 ISO 199/016 9.0/21.7 TR-26EF	 krótki trzonek ISO 198/020 9.0/19.9 TR-S14EF	 bardzo krótki trzonek ISO 197/012 5.9/15.9 EX-SS13EF	 bardzo krótki trzonek ISO 197/012 5.9/15.9 EX-SS14EF	 bardzo krótki trzonek ISO 170/016 4.0/14.2 EX-SS33EF	 bardzo krótki trzonek ISO 544/018 4.2/16.0 EX-SS38EF



JAPONSKA MARKA



Kluczowe zalety materiałów giomerowych – technologia PRG firmy Shofu:

- Bioaktywność
- Zdolność do pobierania jonów fluoru ze środowiska
- Zmniejszenie produkcji kwasów przez bakterie próchnicotwórcze
- Neutralizacja kwasów przy bezpośrednim kontakcie
- Spowolnienie demineralizacji poprzez promowanie remineralizacji szkliwa
- Hamowanie rozwoju płytki nazębnej



HIT

cena
133zł
1 szt.



NOWOŚĆ

Nowy kompozyt hybrydowy Beautifil Flow Plus X

Najnowszy nanohybrydowy materiał charakteryzujący się doskonałą estetyką, polerowalnością oraz zwiększonym uwalnianiem jonów bioaktywnych.

Do wszystkich klas ubytków!

Beautifil Flow Plus X

2,2g (dowolne kolory i gęstości)

Dostępne kolory: **F00 – kolory:**

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, D2, SA0,5, SA0,50, A10, A20, INC, BW;

F03 – kolory: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, D2, SA0,5, A20, A30, INC, BW, MI, CV

HIT

cena
118zł
1 szt.



Do wszystkich klas ubytków. Polecany pedodontom. Nadaje się do wypełniania ubytków próchnicy butelkowej. Dwie konsystencje – zero flow i low flow.

Beautifil Flow Plus

2,2g (dowolne kolory i gęstości)

Dostępne kolory: **F00 – kolory:**

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, D2, SA0,5, SA0,50, A10, A20, INC, BW;

F03 – kolory: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, D2, SA0,5, A20, A30, INC, BW, MI, CV



Beautifil II

6 kolorowy zestaw

Zestaw Beautifil II zawiera:
6 strzykawek 4,5g: A2, A3, A3,5, A30, B2, Inc.
1 kamień Arkansas, zestaw wprowadzający
krążków Super-Snap i gumek One Gloss

cena
999 zł

HIT



cena
197 zł

Beautifil II

4,5g, dowolne kolory

Dostępne kolory:
A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2,
C2, INC, BW, A20, A30



cena
238 zł

**Skurcz
0,85%**

Beautifil II - LS

NOWOŚĆ

BEAUTIFIL II LS to światłoutwardzalny (400-500 nm), nieprzepuszczający promieni RTG materiał do uzupełnień przeznaczony do odbudowy zębów przednich i bocznych, w tym powierzchni okluzyjnych.

Wyjątkowo niski skurcz polimerizacyjny (0,85%) – Doskonała trwałość i estetyka.
Dostępne kolory: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, C3, INC, BW, A20, A30).



cena
390 zł

cena
458 zł

Beautibond (6ml) lub FL Bond II (2x5ml)

Beautibond – system łączący 7 generacji. Minimalna grubość warstwy 5µm ogranicza ryzyko nadwrażliwości pozabiegowej oraz przecieku brzęznego. Zapewnia jednakową siłę połączenia ze szkliwem jak i zębina.
FL Bond II - dwuetapowy, samotrawiący, radionieprzezierny, uwalniający fluor system wiążący 6 generacji.

**Wkrótce
polska premiera
nowego
BeautiBond
Xtreme**



cena
145 zł

2,4 g

cena
235 zł

4,5 g

NOWOŚĆ

Beautifil Bulk

Skuteczna polimerizacja warstwy miomeru do 4mm przy obniżonych naprężeniach skurczowych wywołanych procesem polimerizacji



cena
205 zł

Beautifil II Enamel i Gingiva

Kompozyt w białym i czerwonym odcieniu do estetycznej odbudowy zębów i kosmetycznej rekonstrukcji dziąseł.



Glaslonomer Cement CX-Plus 1-1

Materiał do cementowania koron i mostów protetycznych.
Zestaw zawiera: 35 g proszku, 17 ml płynu.

NOWOŚĆ



Zirconomer

12g/5ml Materiał do wypełnień wzmocniony Cyrkonią

Zirconomer Improved (Ulepszony) jest trwałym, godnym zaufania materiałem stomatologicznym wzmocnionym Cyrkonią przeznaczonym do wykonywania wypełnień w zębach bocznych kolorystycznie odpowiadających barwie tkanek zęba. Łączy w sobie wytrzymałość i trwałość wypełnień amalgamatowych z zachowaniem ochronnego wpływu glasonomerów bez ryzyka związanego z zastosowaniem rtęci - stanowi aletmatywy dla amalgamatu srebra. Materiał zawiera wypełniacz cyrkonowy ze zwiększoną przeziernością dla zapewnienia lepszego dopasowania wypełnienia do koloru zębów w ich naturalnym środowisku jamy ustnej. Doskonale właściwości pracy materiałem Zirconomer Improved czynią go idealnym materiałem do wypełniania ubytku w prosty sposób jedną zarobioną porcją.

HIT



One Gloss

Zestaw (0180)

Silikonowe gumki, które w zależności od siły nacisku zbiorą lub podpolerują kompozyt bez uszkodzenia szkliwa. Doskonale usuwają pozostałości po ortodontycznych materiałach adhezyjnych. Zestaw zawiera: 20 kielichów, 20 płomyków, 20 dysków, 3 mandryle.



Cera Master

Asortyment 4szt. Unikalne połączenie silikonu i cząsteczek diamentu w gumkach czynią z tych instrumentów najlepszy wybór do nadawania porcelanie połysku.



59 zł
Uzupełnienie 50 szt.



Super Snap Disk Kit

Zestaw (N0510)

System krążków do konturowania i polerowania wypełnień kompozytowych. W konstrukcji połączenia krążka z mandrylką wyeliminowano niekorzystny metalowy środek. Zestaw zawiera: krążki czarne: L506 x 20, L507 x 20, krążki fioletowe: L508 x 20, L528 x 20, L522 x 20, krążki zielone: L501 x 20, L519 x 20, krążki czerwone: L502 x 20, L521 x 20, 4 mandryle, 2 kamienie Arkansas, 1 gumka CompoSite.

245 zł



One Gloss M

Gumki one gloss montowane na mandrylach, nadają się do sterylizacji. Pakowane po 12 szt.



BeutiSealant

Lak szczelinowy uwalniający fluor charakteryzuje się wysoką wytrzymałością bez trawienia kwasem fosforanowym i płukania

Wskazania:
Lakowanie bruzd i dołków
(Primer łączy się ze szkliwem).

Opakowanie zawiera:

- PASTA 1,2 G
- PRIMER 3 ML
- 5 KOŃCÓWEK Z IGŁĄ
- 2 OPAKOWANIA PO 25 PĘDZELKÓW MICROBRUSH FINE
- 25 PODKŁADEK V-DISH

Zalety:

- idealna przyczepność i lepkość - wyeliminuje uwężnione powietrze z uwagi na brak w konsystencji pęcherzyków
- radiopacy równie zębinie: 0 92 mm Al
- zastosowanie w czterech prostych krokach w ciągu 30 sekund

cena
275 zł



All Ceramic Preparation Kit

Profesjonalny zestaw 17 wiertel diamentowych do preparacji pod wypełnienia ceramiczne.

cena
439 zł



Wiertła diamentowe na turbinę (FG) wyróżniające się kolorem złotym, służą do preparacji stopnia typu chamfer podczas szlifowania pod korony i mosty, zapewniając idealny dostęp do pobrania wycisku. Posiadają zbieżność ścian osiowych 3° a koniec części pracującej charakteryzuje się promieniem 1.52mm i zbieżnością 45°. W zestawie zawartych jest sześć najbardziej popularnych kształtów.

cena
202 zł



TPE Diamonds

Zestaw wiertel do bezpiecznej preparacji stopni poddziąsłowych. Zestaw zawiera 9 wiertel.

cena
330 zł

cena
47 zł
pojedyncze wiertła



Compo vibes

Inteligentne vibracje!

Gwarancja łatwiejszego, szybszego i lepszego modelowania kompozytu!

Dzięki mikrowibracjom, które generuje, Compo-Vibes optymalizuje właściwości tiksotropowe materiału i ułatwia pracę.

- Lepsze dopasowanie kompozytu do ściany szczelinowej, brak oderwań, mniej pęcherzyków powietrza
- Kompozyt znacznie mniej lepki niż w przypadku tradycyjnego instrumentu
- Modelowanie i rzeźbienie kompozytów znacznie łatwiejsze i szybsze
- Zwiększona kontrola grubości materiału
- Bardziej precyzyjna aplikacja

cena
1499 zł

- Kompaktowy i lekki 160 x 13 mm / waga 33 g
- Przycisk umożliwiający vibrację w trybie ciągłym lub krótkich impulsów
- Cztery instrumenty, bardzo łatwo wymienialne
- Bez przewodu, bateria AAAA 1,5V
- Częstotliwość vibracji 140 Hz

CYFROWE DOPASOWANIE ODCIENI: SZTUCZNA INTELIGENCJA W TWOICH RĘKACH!

OPTISHADE STYLEITALIANO

OPTISHADE STYLEITALIANO zapewnia nowe rozwiązanie do dopasowywania odcieni, które przewyższa wszystkie inne cyfrowe urządzenia do pomiaru koloru dostępne na rynku swoją dokładnością i powtarzalnością! Mierzony odcień komunikowany jest we współrzędnych L*a*b*, uniwersalnych wartościach w świecie kolorymetrii, bardzo intuicyjnych i łatwych do interpretacji przez użytkownika. Współrzędne L*a*b* mogą zostać wyeksportowane do programu Matisse, który obliczy dla Ciebie wszystkie receptury i mieszanki proszków ceramicznych niezbędnych w danym przypadku.

NOWOŚĆ

8490 zł cena



Pełny zestaw zawiera:

- 1 jednostka OPTISHADE STYLEITALIANO w komplecie ze stożkiem prowadzącym przechwytywanie i nasadką kalibracyjną
- 1 kabel do połączenia OPTISHADE STYLEITALIANO/iPhone-iPad
- 1 kabel USB do ładowania
- 4 stożki prowadzące do przechwytywania
- 4 nasadki kalibracyjne
- 1 instrukcja obsługi i 1 skrócona instrukcja obsługi
- Aplikacja OPTISHADE STYLEITALIANO (bezpłatna) do pobrania z Appstore
- 30-dniowa bezpłatna licencja oprogramowania Matisse

Dane techniczne:

- wymiary jednostki: długość 51 mm, średnica 81,5 mm
- waga 60g
- działa z iOS iPhone, iPad i iPod Touch (brak w zestawie)

HIT

SZWAJCARSKA MARKA



Smile Line 😊
made in switzerland

MDP2

NOWY MODEL

Doceniony przez stomatologów, techników i asystentki Smile Lite MDP może współpracować praktycznie z każdym telefonem, niezależnie od modelu i producenta. Nie wymaga kalibracji a regulowany adapter pozwala na podłączenie dowolnego smartfona o szerokości między 55 a 85mm.



2990 zł cena



175 zł cena



175 zł cena



175 zł cena



635 zł cena

KONTRASTORY
Do zdjęć wewnątrzustnych