



HDD[®]
HOL-DENTAL DEPOT

MANI[®]



Smile Line ☺
made in switzerland

Katalog
produktowy

w HDD najlepsze ceny

STOMATOLOGIA

Katalog skierowany jest do profesjonalistów z branży stomatologicznej



ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź, tel. (42) 633 87 55, email: holdental@holdental.pl

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Ceny mogą ulec zmianom bez zawiadomienia w przypadku zmian cen producentów, przepisów celnych, przepisów podatkowych lub innych niezależnych przyczyn. Podane w ulotce informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Promocje zawarte w ulotce trwają do wyczerpania zapasów magazynowych. Ceny promocyjne w gazetce są najniższymi dostępnymi cenami z 30 dni przed obowiązywaniem promocji.



Obserwuj nas

www.holdental.pl



Dokumentuj swoją pracę

Shofu EyeSpecial C-V. Najnowszej generacji aparat do zdjęć stomatologicznych. SERIA LIMITOWANA



Dzięki swoim intuicyjnym funkcjom, aparat Shofu EyeSpecial na dobre zadomowił się w praktykach stomatologicznych i laboratoriach do tworzenia profesjonalnej dokumentacji fotograficznej. Jest łatwy w obsłudze, zapewnia wysokiej jakości zdjęcia, a jego użycie może być powierzone asystentom bez konieczności kosztownego i czasochłonnego szkolenia.

Istnieje wiele sposobów na robienie zdjęć wewnątrzustnych. Stosowanie rozwiązań, takich jak smartfony, aparaty kompaktowe czy lustrzanki, zawsze wymaga od użytkowników kompromisów i może być zaimplementowane w codzienną praktykę stomatologiczną lub laboratoryjną tylko po długotrwałych testach i kosztownych szkoleniach.

Aparat EyeSpecial od pierwszej generacji posiada wbudowaną wiedzę fotograficzną. Uwolnił użytkowników od zmartwień związanych z pierścieniowym światłem bocznym,

przysłoną, głębią ostrości i innymi parametrami. Ten aparat pozwala w łatwy sposób na robienie zdjęć, a każde z nich będzie dobre: o dużym kontraście, nieskazitelnej ostrości i wiernie oddające kolory.

EyeSpecial C-V posiada zintegrowaną technologię WLAN i może łączyć się z komputerem.

W porównaniu z poprzednim, nowy model wykonuje jeszcze bardziej znakomite zdjęcia, dzięki ulepszonemu procesorowi cyfrowemu (DSP) i zwiększeniu przepustowości bitowej. Funkcję obiektywu szerokokątnego i teleobiektywu można teraz łatwo przełączać w zależności od potrzeb. Rozszerzona funkcja wideo automatycznie dostosowuje ostrość za pomocą ciągłego autofokusa. W celu ochrony karty SD przed uszkodzeniem lub utratą danych, dodatkowy czujnik monitoruje otwieranie i zamykanie gniazda na kartę.


The master of endo.

JIZAI
— 自 在 —

Pracuj
Systemem
JIZAI NiTi

MANI®

Szczegóły produktu



130 zł

zestaw standardowy



-20%
na uzupełnienie
systemu:
Opener,
Glider

Wstępne
poszukiwanie kanału



D FINDERS

Narzędzia o przekroju w kształcie litery „D” ze zwiększoną wytrzymałością rdzenia, zapobiegają efektowi wkręcenia się w zwężone i zakrzywione kanały.

Rozmiar: 08, 10, 12, 15
Długość: 21mm, 25mm



GLIDE FINDERS

Cechuje zmienna stożkowatość i przekrój poprzeczny na całej długości narzędzia. Konstrukcja zapewnia optymalną sprężystość końcówki i elastyczność trzonka w pobliżu rękojeści.

Rozmiar: 08, 10, 12, 15
Długość: 21mm, 25mm

Asortyment produktów
Pilniki wielokrotnego użytku

Specyfikacja	Rozmiar wierzchołka	Taper	Długość	Ilość w opakowaniu
JIZAI zestaw podstawowy	I  025	.04	21mm	JIZAI I x 1 szt. JIZAI II x 1 szt. JIZAI III x 1 szt.
	II  025	.06	25mm	
	III  035	.04	28mm	
JIZAI opakowanie jednostkowe	025, 030, 035, 040, 045, 050	.04	21mm	x 3 szt.
	025, 030, 035	.06	25mm	
JIZAI GLIDER	013	.04	28mm	
JIZAI Orifice Opener	025	.014	31mm	

Dostęp prostolinijny

JIZAI Orifice Opener (025.14)



Użyj JIZAI Orifice Opener (025.14) i opracuj koronową część kanału korzeniowego. Opracowanie ujścia kanału zapewnia ułatwiony dostęp i zmniejszenie obciążenia kolejnych pilników w sekwencji.

- ⚙ Zalecana prędkość obrotowa: 500 min⁻¹ lub mniejsza
- ⚙ Zalecany moment obrotowy: 3.0 N*cm lub mniejszy

Drożność

D FINDERS (010 .02)

GLIDE FINDERS (010 MULTI TAPER .03-.02)



Użyj pilników D Finders, aby uzyskać drożność kanału korzeniowego. D Finders efektywnie udrażniają nawet mocno zobliterowane i zagięte kanały korzeniowe. Glide Finders zalecane są w kanałach, gdy potrzebna jest większa efektywność tnąca pilnika.

Gładka ścieżka

JIZAI GLIDER (013.04)



Użyj JIZAI Glider do wytworzenia gładkiej ścieżki. Rozmiar wierzchołka 0.13 i stożkowość 0.4 zapewnia płynne przejście do kolejnego narzędzia kształtującego Jizai 25.04

- ⚙ Zalecana prędkość obrotowa: 300 min⁻¹ lub mniejsza
- ⚙ Zalecany moment obrotowy: 1.0 N*cm lub mniejszy

⚠ Zalecany ruch dziobania. Po instrumentacji należy wykonać protokół irygacji i rekapitulację. Narzędzia należy używać zgodnie z zalecaną prędkością obrotową i momentem obrotowym. Nigdy nie wolno używać siły w kierunku apikalnym podczas pracy narzędzia w kanale.

Cechy JIZAI GLIDER:

Materiał


Stworzony ze specjalnego stopu

R-Phase/Austenitic NiTi

zapewniający doskonałe właściwości tnące pomimo małego rozmiaru wierzchołka



Rozmiar i Stożkowość




▼ 013 .04 JIZAI GLIDER
▼ 025 .04 JIZAI I

▼ 015 .02 SS file
▼ 025 .04 JIZAI I

Rycina: Porównanie objętości instrumentacji narzędzia JIZAI I po wykonaniu gładkiej ścieżki JIZAI GLIDEREM i narzędziem stalowym 15.02

Przekrój poprzeczny



Unikalny przekrój poprzeczny zapewnia zachowanie naturalnej anatomii kanału

Kształtowanie

JIZAI I (025 .04)

JIZAI II (025 .06)

JIZAI III (035 .04)



JIZAI jest zaprojektowany do instrumentacji w technice „single length” zgodnie z numerami sekwencji. Użyj JIZAI I, II, III w prostych i lekko zakrzywionych kanałach. W przypadku kanałów silnie zakrzywionych użyj tylko JIZAI I i II.

- ⚙ Zalecana prędkość obrotowa: 500 min⁻¹ lub mniejsza
- ⚙ Zalecany moment obrotowy: 3.0 N*cm lub mniejszy

⚠ Po nadaniu kształtu a także przed użyciem kolejnego narzędzia należy wykonać protokół irygacji i rekapitulacji. Narzędzia należy używać zgodnie z zalecaną prędkością obrotową i momentem obrotowym. Nigdy nie wolno używać siły w kierunku apikalnym podczas pracy narzędzia w kanale.



28zł

HIT

Glide Finders

DO WSTĘPNEJ PENETRACJI
I OPRACOWANIA KANAŁU

długości: 21, 25 mm
rozmiar: 08, 10, 12, 15

Charakteryzują się zmiennym profilem przekroju jak i zbieżności, zapewniając optymalną sprężystość wierzchołka części pracującej i jej elastyczność w pobliżu uchwytu narzędzia. Narzędzia posiadają wysoką wytrzymałość i zalecane są w przypadku, kiedy nie jest możliwe opracowanie kanałów konwencjonalnymi narzędziami K-Files.



MANI®

19zł

ROZMIAR: pozostałe

25zł

ROZM.: 06, 08, 12-37, 90-140

**HIT
CENOWY**

K-Files

PILNIKI TYPU KERR

długości: 18, 21, 25, 28, 31 mm
rozmiar: 06-140
asortyment: 15-40, 45-80, 90-140
rozmiar pośredni: 12, 17, 22, 27, 32, 37



28zł

D Finders

POSZUKIWACZE KANAŁU

długości: 21, 25 mm
rozmiar: 08, 10, 12, 15

Mają przekrój w kształcie litery D, co zwiększa w ten sposób ich wytrzymałość. Poprawia to jednocześnie siłę penetracji, czyniąc je niezwykle skutecznymi. Narzędzia cienkie, stosunkowo sztywne. Elementy tnące są tak ukształtowane, aby zapobiegać efektowi wręczenia.



19zł

ROZMIAR: 10-80

25zł

ROZMIAR: 06, 12-37

**HIT
CENOWY**

H-Files

PILNIKI TYPU HEDSTROEM

długości: 18, 21, 25, 28, 31 mm
rozmiar: 08-140
asortyment: 15-40, 45-80
rozmiar pośredni: 12, 17, 22, 27, 32, 37



28zł

Unikalne
narzędzia
dostępne
tylko w
MANI®

RT Files

PILNIKI GIĘTKIE

długości: 21, 25, 28, 31 mm
rozmiar: 15-80
asortyment: 15-40, 45-80

Bardziej elastyczne, zwiększona 1,5 krotnie siła cięcia w porównaniu z pilnikami typu K, efektywne usuwanie opiółków tkanki na zewnątrz - bardzo skuteczne w przypadku zakrzywionych kanałów korzeniowych.



19zł

ROZMIAR: pozostałe

25zł

ROZM.: 06, 08, 12-37, 90-140

Reamers

POSZERZACZE TYPU KERR

długości: 18, 21, 25, 28, 31 mm
rozmiar: 06-140
asortyment: 15-40, 45-80
rozmiar pośredni: 12, 17, 22, 27, 32, 37



35zł

Flare Files

PILNIKI 5-STOPNIOWE

długości: 25 mm
rozmiar: 15-60
asortyment: 15-40
kąt stożka: .05

Unikalne
pilniki
5-cio
stopniowe



33zł

Spreaders

ROZPYCHACZE – DO KONDENSACJI BOCZNEJ GUTAPERKI

długości: 25 mm
rozmiar: 10-40
asortyment: 15-40



MANI

15zł

Miazgociągi

Z RĄCZKĄ

długości: 21 mm
rozmiar: 1(xxf), 2(xxf), 3(xf), 4(f), 5(m), 6(c)
asortyment: 2(xxf)-4(f), 1(xxf)-6(c)



49zł

ROZMIARY: 1S, 2S

77zł

ROZMIARY: 1S-4N

97zł

ROZMIARY: 3N, 4N

Szybciej,
łatwiej i bardziej
wydajnie usuwa
gutaperkę bez użycia
rozpuszczalników!

GPR

NARZĘDZIA DO USUWANIA GUTAPERKI

długości: 1S-16mm, 2S-18mm, 3N, 4N – 21mm
rozmiar: 1S(0,70), 2S(0,50), 3N(0,40), 4N(0,30)
asortyment: 1S-4N



38zł

**HIT
CENOWY**

Peeso Reamers

POSZERZACZE PEESO

długości: 32 mm
rozmiar: 1(0,70), 2(0,90), 3(1,10), 4(1,30), 5(1,50), 6(1,70)
asortyment: 1-6



185zł

ER2SK - S Endoring I

zestaw startowy: zawiera Endoring II
z linijką i 48 wymiennych gąbek.

ER2-S - Endoring II

185zł

z metalową linijką zapewniającą
znakomitą widoczność.

95zł

ER2BX-S - Endoring II

bez metalowej linijki, nie zawiera gąbek



38zł

**HIT
CENOWY**

Gates Drills

WIERTKA TYPU GATES

długości: 32 mm
rozmiar: 1(0,50), 2(0,70), 3(0,90), 4(1,10), 5(1,30), 6(1,50)
asortyment: 1-6



70 zł
CENA PRZY ZAKUPIE 4SZT.

**WY-
PRZE-
DAŻ**

Pakiety:

Simple: (.08/25, .06/25, .06/30)

Standard: (.08/25, .06/20, .06/25)

Complex: (.08/25, .04/20, .04/25)

Dodatkowe wielkości dostępne osobno:
(.04/30, .04/35, .06/30, .06/35)

Silk-Files

długości: 21, 25 mm

3+1 GRATIS

Unikalny przekrój poprzeczny w kształcie łzy zapewnia wyjątkowe cięcie i zapobiega złamaniom, a także eliminuje "wkręcania" pilnika, które pojawia się w przypadku wielu innych systemów oraz zapewnia efektywne usuwanie opiłków i zmniejsza naprężenia instrumentu.



35 zł

Engine Reamers

POSZERZACZE MASZYNOWE

długości: 25 mm
rozmiar: 10-80
asortyment: 15-40, 45-80



MANI
34 zł

Super Files

PILNIKI MASZYNOWE

długości: 25 mm
rozmiar: 10-60
asortyment: 15-40



22 zł

U-Files

PILNIKI NA ULTRADŹWIĘKI

długości: 33 mm
rozmiar: 10-50
asortyment: 15-40



34 zł

Paste Carriers

IGŁY LENTULLO

długości: 21, 25, 29 mm
rozmiar: 10-50
asortyment: 25, 30, 35, 40



30 zł

Wiertła stalowe (MI Stainless Burs)

DO MIĘKKIEJ ZĘBINY

Selektywnie usuwa zębinę zapobiegając nadmiernemu cięciu. Pakowanie po 6 sztuk.
asortyment: #1-6 (22, 28 mm)



49 zł

Wiertła chirurgiczne

WIERTŁA WĘGLIKOWE
DO PRACY Z MIKROSKOPEM

długości: 25, 28 mm
różyczka #2, gruszka #330,
walec z zaokrągloną końcówką #1557

40 zł **45 zł**
COARSE, STANDARD, FINE, EXTRA FINE
SUPER COARSE



Wiertła diamentowe

RÓŻNE KSZTAŁTY
I ZIARNISTOŚCI
1 listek – 5 sztuk

CENA OD
29 zł



Wiertła węglkowe

RÓŻNE KSZTAŁTY

Różna ilość i gęstość nacięć
opakowanie – 3 sztuki

50 zł
TYP: K, H

62 zł
TYP: FLARE



Micro Files

AKCESORIA DO PRACY
POD MIKROSKOPEM
Typy: K, H, Flare

249 zł




Uchwyt Endo Holder

AKCESORIA DO PRACY
POD MIKROSKOPEM

Pomocny przy znalezieniu i utrzymaniu pola widzenia pod mikroskopem lub szkłem powiększającym.

OZNACZENIA I KSZTAŁTY WIERTEŁ DIAMENTOWYCH

Jak odczytywać oznaczenia



MANI®

max. liczba
obr / min

ISO / max. średnica

długość robocza /
długość całkowita

nr katalogowy

450,000 min⁻¹

300,000 min⁻¹

160,000 min⁻¹

90,000 min⁻¹

SUPER COARSE (SC) – 180÷212 µm

COARSE (C) – 125÷150 µm

STANDARD (S) – 106÷125 µm

FINE (F) – 53÷63 µm

EXTRA FINE (EF) – 20÷30 µm



40zł

COARSE, STANDARD,
FINE, EXTRA FINE











45zł

SUPER COARSE




Jeden listek zawiera 5 szt. wybranych wiertel.

ISO 001/020 1.8/19.2 BR - 31SC	ISO 001/018 1.6/20.3 BR - 40SC	ISO 001/016 1.4/19.2 BR - 41SC	ISO 001/012 1.1/19.2 BR - 45SC	ISO 001/014 1.2/19.2 BR - 46SC	ISO 039/034 5.1/19.2 EX - 11SC	ISO 237/023 5.3/19.1 EX - 21SC	ISO 237/034 5.1/19.1 EX - 26SC	ISO 297/016 7.3/21.2 FO - 21SC
ISO 288/018 7.3/21.2 FO - 22SC	ISO 257/034 5.2/19.2 FO - 27SC	ISO 257/020 4.0/19.6 FO - 32SC	ISO 111/014 8.3/22.2 SF - 11SC	ISO 111/016 8.3/22.1 SF - 12SC	ISO 111/018 8.3/22.2 SF - 13SC	ISO 110/016 7.3/21.1 SF - 21SC	ISO 109/015 4.8/19.2 SF - 31SC	ISO 109/013 4.4/19.1 SF - 41SC
ISO 010/015 1.5/19.1 SI - 46SC	ISO 010/017 1.9/19.1 SI - 47SC	ISO 010/019 2.0/19.1 SI - 48SC	ISO 298/016 8.3/21.9 SO - 21SC	ISO 141/014 8.3/22.3 SR - 11SC	ISO 141/016 8.3/22.3 SR - 12SC	ISO 141/018 8.3/22.3 SR - 13SC	ISO 166/018 10.3/22.1 TC - 11SC	ISO 173/016 10.3/24.1 TF - 11SC

 ISO 173/018 10.3/21.9 TF - 12SC	 ISO 173/020 10.3/21.9 TF - 13SC	 ISO 170/023 5.6/19.1 TF - 22SC	 ISO 170/018 4.3/19.1 TF - 31SC	 ISO 199/018 10.3/21.9 TR - 12SC	 ISO 198/020 9.3/21.9 TR - 13SC	 ISO 198/024 9.4/22.1 TR - 14SC	 ISO 199/024 11.5/23.9 TR - 15SC	 ISO 199/025 11.5/23.9 TR - 19SC
 ISO 197/018 7.3/21.2 TR - 21SC	 ISO 072/044 2.0/19.2 WR - 13SC	 ISO 001/019 1.7/19.1 BR - 31C	 ISO 257/019 3.9/19.7 FO - 32C	 ISO 508/019 9.6/21.0 FO - 54C	 ISO 111/015 8.2/22.0 SF - 12C	 ISO 166/017 10.2/22.0 TC - 11C	 ISO 173/015 10.2/24.0 TF - 11C	 ISO 173/019 10.2/21.8 TF - 13C
 ISO 198/019 9.2/21.8 TR - 13C	 ISO 197/018 7.2/20.0 TR - 62C	 ISO 072/043 2.0/19.2 WR - 13C	 ISO 002/018 2.4/19.1 BC - 31	 ISO 002/016 3.6/19.1 BC - 32	 ISO 002/014 2.5/19.1 BC - 42	 ISO 002/012 2.6/19.1 BC - 43	 ISO 001/018 1.6/19.1 BR - 31	 ISO 001/014 1.3/19.1 BR - 41
 ISO 001/010 0.9/19.1 BR - 45	 ISO 001/012 1.1/19.1 BR - 46	 ISO 001/008 0.7/19.0 BR - 49	 ISO 039/032 5.0/19.1 EX - 11	 ISO 039/035 7.2/20.1 EX - 12	 ISO 237/021 5.2/19.0 EX - 21	 ISO 190/017 10.1/24.0 EX - 24	 ISO 239/032 5.0/19.0 EX - 26	 ISO 237/014 4.3/19.1 EX - 31
 ISO 237/011 3.1/19.1 EX - 41	 ISO 299/014 10.2/24.1 FO - 11	 ISO 297/014 7.2/21.1 FO - 21	 ISO 288/016 7.2/21.1 FO - 22	 ISO 257/028 5.0/19.1 FO - 25	 ISO 257/018 3.9/19.7 FO - 32	 ISO 553/019 10.4/23.2 RS - 11	 ISO 111/012 8.2/22.1 SF - 11	 ISO 111/014 8.2/22.0 SF - 12
 ISO 111/016 8.2/22.1 SF - 13	 ISO 110/014 7.2/21.0 SF - 21	 ISO 109/013 4.7/19.1 SF - 31	 ISO 109/011 4.3/19.0 SF - 41	 ISO 010/013 1.4/19.0 SI - 46	 ISO 010/015 1.8/19.0 SI - 47	 ISO 010/017 1.9/19.0 SI - 48	 ISO 297/012 6.2/21.0 SO - 20	 ISO 298/014 8.2/21.8 SO - 21

OZNACZENIA I KSZTAŁTY WIERTEŁ DIAMENTOWYCH

Jak odczytywać oznaczenia



MANI®

max. liczba
obr / min

ISO / max. średnica

długość robocza /
długość całkowita

nr katalogowy

450,000 min⁻¹

300,000 min⁻¹

160,000 min⁻¹

90,000 min⁻¹

SUPER COARSE (SC) – 180÷212 µm

COARSE (C) – 125÷150 µm

STANDARD (S) – 106÷125 µm

FINE (F) – 53÷63 µm

EXTRA FINE (EF) – 20÷30 µm



40zł

COARSE, STANDARD,
FINE, EXTRA FINE


45zł

SUPER COARSE



Jeden listek zawiera 5 szt. wybranych wiertel.

ISO 141/012 8.2/22.2 SR - 11	ISO 141/014 8.2/22.2 SR - 12	ISO 141/016 8.2/22.2 SR - 13	ISO 166/016 10.2/22.0 TC - 11	ISO 166/018 10.4/23.2 TC - 16	ISO 165/014 8.2/22.0 TC - 21	ISO 164/011 6.1/21.2 TC - 26	ISO 173/014 10.2/24.0 TF - 11	ISO 173/016 10.2/21.8 TF - 12
ISO 173/018 10.2/21.8 TF - 13	ISO 171/014 7.2/21.0 TF - 20	ISO 171/016 7.2/21.0 TF - 21	ISO 170/018 5.2/20.1 TF - 23	ISO 169/011 3.7/19.1 TF - 41	ISO 199/016 10.2/21.8 TR - 11	ISO 199/016 10.2/21.8 TR - 12	ISO 198/018 9.2/21.8 TR - 13	ISO 199/022 11.4/23.8 TR - 15
ISO 199/023 11.4/23.8 TR - 19	ISO 197/014 7.2/21.0 TR - 20	ISO 197/016 7.2/21.1 TR - 21	ISO 197/018 7.2/21.2 TR - 24	ISO 199/016 10.2/21.7 TR - 25	ISO 198/018 9.2/21.8 TR - 26	ISO 072/042 1.9/19.1 WR - 13	ISO 002/012 2.6/16.7 BC - S43	ISO 197/016 7.2/18.8 TR - S21

 ISO 139/007 3.8/16.7 CD - 52F	 ISO 539/007 2.2/16.7 CD - 53F	 ISO 277/008 1.2/16.7 CD - 55F	 ISO 295/007 3.6/16.7 CD - 57F	 ISO 156/009 3.2/16.2 CD - 58F	 ISO 197/013 6.9/16.7 CD - 59F	 ISO 546/021 9.1/21.7 CE - 12F	 ISO 544/020 5.3/18.9 CE - 13F	 ISO 254/027 4.6/20.6 CE - 15F
 ISO 198/017 9.1/21.7 CE - 16F	 ISO 546/011 8.1/21.9 CE - 17F	 ISO 196/020 5.1/19.0 CR - 11F	 ISO 196/015 4.1/19.0 CR - 12F	 ISO 298/013 8.1/21.5 CR - 22F	 ISO 179/010 9.2/21.0 EX - 18F	 ISO 237/020 5.1/18.9 EX - 21F	 ISO 297/013 7.1/21.0 FO - 21F	
 ISO 288/015 7.1/21.0 FO - 22F	 ISO 257/015 3.2/19.0 FO - 30F	 ISO 139/007 3.8/19.2 MI - 61F	 ISO 198/020 8.1/22.1 Pro - 1f	 ISO 198/017 8.2/22.1 Pro - 2f	 ISO 277/022 4.7/20.6 Pro - 3f	 ISO 237/019 5.1/19.1 Pro - 4f	 ISO 166/015 10.1/21.9 TC - 11F	
 ISO 165/013 8.1/21.9 TC - 21F	 ISO 173/015 10.1/21.7 TF - 12F	 ISO 171/015 7.1/20.9 TF - 21F	 ISO 199/015 10.1/21.7 TR - 11F	 ISO 198/017 9.1/21.7 TR - 13F	 ISO 197/015 7.1/21.0 TR - 21F	 ISO 199/015 10.1/21.6 TR - 25F	 ISO 198/017 9.1/21.7 TR - 26F	
 ISO 001/015 1.4/18.9 BR - 40EF	 ISO 546/019 8.9/21.6 CE - 12EF	 ISO 544/019 5.1/18.8 CE - 13EF	 ISO 198/015 8.9/21.6 CE - 16EF	 ISO 196/019 4.9/18.9 CR - 11EF	 ISO 196/013 3.9/18.9 CR - 12EF	 ISO 237/018 4.9/18.8 EX - 21EF	 ISO 257/012 6.0/19.9 FO - 20EF	
 ISO 297/011 6.9/20.9 FO - 21EF	 ISO 288/013 6.9/20.9 FO - 22EF	 ISO 257/014 3.1/18.9 FO - 30EF	 ISO 540/009 4.2/23.4 FO - 40EF	 ISO 289/010 7.6/21.9 FO - 42EF	 ISO 198/021 8.9/22.0 Pro - 1EF	 ISO 198/018 7.9/22.0 Pro - 2EF	 ISO 166/013 9.9/21.8 TC - 11EF	
 ISO 165/011 7.9/21.8 TC - 21EF	 ISO 173/013 9.9/21.6 TF - 12EF	 ISO 171/013 6.9/20.8 TF - 21EF	 ISO 199/013 9.9/21.6 TR - 11EF	 ISO 198/015 8.9/21.6 TR - 13EF	 ISO 197/013 6.9/20.9 TR - 21EF	 ISO 199/013 9.9/21.5 TR - 25EF	 ISO 198/015 8.9/21.6 TR - 26EF	

Nanohybrydowy kompozyt Beautifil Flow Plus X

Najnowszy nanohybrydowy materiał charakteryzujący się doskonałą estetyką, polerowalnością oraz zwiększonym uwalnianiem jonów bioaktywnych.

Do wszystkich klas ubytków!

Dwie konsystencje – zero flow (F00) i low flow (F03).



Beautifil Flow Plus X

2,2g (DOWOLNE KOLORY I GĘSTOŚCI)

Dostępne kolory:

F00 – kolory: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, D2, SA0,5, SA0,5O, A10, A20, INC, BW;

F03 – kolory: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, D2, SA0,5, A20, A3O, INC, BW, MI, CV

2,2g

THE
FACTOR



NEW

310 zł

CENA ZESTAWU

Zestaw startowy BeautiBond Xtreme + Beautifil Flow Plus X



JAPONSKA MARKA



Kluczowe zalety materiałów
giomerowych – technologia
PRG firmy Shofu:

- Bioaktywność
- Zdolność do pobierania jonów fluoru ze środowiska
- Zmniejszenie produkcji kwasów przez bakterie próchnicotwórcze
- Neutralizacja kwasów przy bezpośrednim kontakcie
- Spowolnienie demineralizacji poprzez promowanie remineralizacji szkliwa
- Hamowanie rozwoju płytki nazębnej



PROMOCJA
5+1 GRATIS

Beautifil Flow Plus

2,2g

110 zł

1 SZT.

Do wszystkich klas ubytków.
Polecany pedodontom.
Nadaje się do wypełniania
ubytków próchnicy butelkowej.
Dwie konsystencje –
zero flow (F00) i low flow (F03).

2,2g (DOWOLNE KOLORY I GĘSTOŚCI)

Dostępne kolory:

F00 – kolory: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, D2, SA0,5, SA0,5O, A10, A20, INC, BW;

F03 – kolory: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, D2, SA0,5, A20, A3O, INC, BW, MI, CV



Beautifil Flow

F02 - LOW FLOW



F10 - HIGH FLOW



110 zł

1 SZT.

Beautifil Flow jest nowym produktem i perfekcyjnym dodatkiem do rodziny „Giomerów”. Ponadto spektrum zastosowania poszerza się o możliwość wypełniania małych, płytkich ubytków (klasa I do III i klasa V), zębów mlecznych, uszczelniania bruzd, blokowania podcieni, a także naprawę pękniętych prac protetycznych porcelanowych i kompozytowych.



- Do szerokiego zakresu zastosowań
- Zgodny ze wszystkimi technikami wytrawiania
- Brak wypełniacza i brak HEMA - ochrona przed hydrolizą.

BeautiBond Xtreme

BeautiBond Xtreme:
Uniwersalny bond All-in-One

195zł

NEW



Firma SHOFU oferuje profesjonalistom dentystycznym BeautiBond Xtreme, nowy uniwersalny bond, samo-trawiący, wielofunkcyjny do łączenia bezpośrednich i pośrednich rekonstrukcji.



BeautiBond Xtreme cechuje się doskonałą siłą wiązania, niską wrażliwością na technikę aplikacji i warunki oraz wygodnym stosowaniem w jednym kroku.

Ergonomiczna butelka pozwala na dozowanie i zamykanie jedną ręką. Końcówka została specjalnie zaprojektowana, aby dostarczać bardzo małe krople (ok. 260 w butelce).

Ten najnowszy bond bardzo dobrze dostosowuje się do powierzchni i można go precyzyjnie nakładać. Grubość warstwy wynosi tylko około 5 µm!

BeautiBond Xtreme można przechowywać w temperaturze między 1 a 25°C bez degradacji.

219zł



**Skurcz
0,85%**

Beautifil II - LS

OSIĄGNIĘCIE FIRMY SHOFU

**PROMOCJA
5+1 GRATIS**

BEAUTIFIL II LS to światłoutwardzalny (400-500 nm), nieprzepuszczający promieni RTG materiał do uzupełnień przeznaczony do odbudowy zębów przednich i bocznych, w tym powierzchni okluzyjnych.

Wyjątkowo niski skurcz polimeryzacyjny (0,85%) – Doskonała trwałość i estetyka.

Dostępne kolory: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, INC, BW, A20, A30).



180zł

Beautifil II

4,5g, DOWOLNE KOLORY

Dostępne kolory:
A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, INC, BW, A20, A30

**PROMOCJA
5+1 GRATIS**

4,5g

125zł

2,4 g



219zł

4,5 g



Beautifil Bulk

Skuteczna polimeryzacja warstwy giomeru do 4mm przy obniżonych naprężeniach skurczowych wywołanych procesem polimeryzacji

190zł



Beautifil II Enamel i Gingiva


Kompozyt w białym i czerwonym odcieniu do estetycznej odbudowy zębów i kosmetycznej rekonstrukcji dziąseł.

**240zł**

CX PLUS

110zł

CX-PLUS MINI 15g / 8ml



Glaslonomer Cement CX-Plus 1-1

Materiał do cementowania koron i mostów protetycznych. Zestaw zawiera: 35 g proszku, 17 ml płynu.

140zł

1 SZT.



Beautifil Opaquer

Uwalniający jony fluoru, płynny, nieprzezierny materiał wypełnieniowy. Światłoutwardzalny, opakerowy materiał przeznaczony do maskowania przebarwionych lub poplamionych zębów, przeświecającego metalu i pokrywania miazgi.

STRZYKAWKA 2g

ODCIENIE: UO (uniwersalny nieprzezierny), LO (jasny nieprzezierny)

**170zł**

UZUPEŁNIENIE 50 szt.

230zł

One Gloss

ZESTAW (0180)

Silikonowe gumki, które w zależności od siły nacisku zbiorą lub podpolerują kompozyt bez uszkodzenia szkliwa. Doskonale usuwają pozostałości po ortodontycznych materiałach adhezyjnych. Zestaw zawiera: 20 kielichów, 20 płomyków, 20 dysków, 3 mandryle.

**80zł**

One Gloss M

Gumki one gloss montowane na mandrylach, nadają się do sterylizacji. Pakowane po 12 szt. Dostępne 3 kształty

250zł**55zł**

UZUPEŁNIENIE 50 szt.

Super-Snap Xtreme

Nowe krążki Super-Snap X-Treme - ulepszenie oryginalnych krążków Super-Snap w kolorze zielonym i czerwonym. Charakteryzują się dłuższą żywotnością i zwiększoną sztywnością, ale przy tym zachowują cechy poprzednika. Dwustronne krążki Super-Snap X-Treme są grubsze niż krążki Super-Snap, co pozwala uzyskać zwiększony nacisk przy kontakcie podczas polerowania. Dodana grubość zapewnia lepszy dotyk i daje lepsze rezultaty.

WSKAZANIA

Wykańczanie oraz polerowania wszystkich rodzajów wypełnień kompozytowych, zwłaszcza powierzchni wargowych i stycznych w odcinkach przednich i wybranych strefach zgryzowych i odcinkach bocznych.

240zł**55zł**

UZUPEŁNIENIE 50 szt.

Super Snap Disk Kit

ZESTAW (N0510)

System krążków do konturowania i polerowania wypełnień kompozytowych. W konstrukcji połączenia krążka z mandrylką wyeliminowano niekorzystny metalowy środek. Zestaw zawiera: krążki czarne: L506 x 20, L507 x 20, krążki fioletowe: L508 x 20, L528 x 20, L522 x 20, krążki zielone: L501 x 20, L519 x 20, krążki czerwone: L502 x 20, L521 x 20, 4 mandryle, 2 kamienie Arkansas, 1 gumka CompoSite.

190zł

Cera Master

Asortyment 4szt. Unikalne połączenie silikonu i cząsteczek diamentu w gumkach czynią z tych instrumentów najlepszy wybór do nadawania porcelanie połysku.

**250zł**

BeautiSealant

Lak szczelinowy uwalniający fluor charakteryzuje się wysoką wytrzymałością bez trawienia kwasem fosforanowym i płukania

Zalety:

- idealna przyczepność i lepkość - wyeliminuje uwiecznione powietrze z uwagi na brak w konsystencji pęcherzyków
- radiopacy równe zębinię: 0.92 mm Al
- zastosowanie w czterech prostych krokach w ciągu 30 sekund

Wskazania:

Lakowanie bruzd i dołków (Primer łączy się ze szkliwem).

Opakowanie zawiera:

- PASTA 1,2 G
- PRIMER 3 ML
- 5 KOŃCÓWEK Z IGŁĄ
- 2 OPAKOWANIA PO 25 PĘDZELKÓW MICROBRUSH FINE
- 25 PODKŁADEK V-DISH

**160zł**

GingiCurettage Diamonds

Do preparacji stopnia typu chamfer podczas szlifowania pod korony i mosty. W zestawie zawartych jest sześć najbardziej popularnych kształtów.

**250zł****35zł**

POJEDYNCZE WIERTŁA



TPE Diamonds

Zestaw wiertel do bezpiecznej preparacji stopni poddziąsłowych. Zestaw zawiera 9 wiertel.

**440zł**

All Ceramic Preparation Kit

Profesjonalny zestaw 17 wiertel diamentowych do preparacji pod wypełnienia ceramiczne.

**Zapytaj o ofertę
znieczuleń
stomatologicznych
dostępnych
w ciągłej
sprzedaży
w Hurtowni
Farmaceutycznej
Hol-Dental Depot**

☎ 42 633 87 55

sprawdź aktualne promocje na www.holdental.pl



SZWAJCARSKA MARKA

Smile Line ☺
made in switzerland**HDD**[®]
HOL-DENTAL DEPOT

Cyfrowe dopasowanie odcieni: sztuczna inteligencja w Twoich rękach!

NOWOŚĆ

OPTISHADE STYLEITALIANO


OPTISHADE STYLEITALIANO zapewnia nowe rozwiązanie do dopasowywania odcieni, które przewyższa wszystkie inne cyfrowe urządzenia do pomiaru koloru dostępne na rynku swoją dokładnością i powtarzalnością! Mierzony odcień komunikowany jest we współrzędnych L*a*b*, uniwersalnych wartościach w świecie kolorimetrii, bardzo intuicyjnych i łatwych do interpretacji przez użytkownika. Współrzędne L*a*b* mogą zostać wyeksportowane do programu Matisse, który obliczy dla Ciebie wszystkie receptury i mieszanki proszków ceramicznych niezbędnych w danym przypadku.

**8200zł**Pełny zestaw zawiera:

- 1 jednostka OPTISHADE STYLEITALIANO w komplecie ze stożkiem prowadzącym przechwytywanie i nasadką kalibracyjną
- 1 kabel do połączenia OPTISHADE STYLEITALIANO / iPhone-iPad
- 1 kabel USB do ładowania
- 4 stożki prowadzące do przechwytywania
- 4 nasadki kalibracyjne
- 1 instrukcja obsługi i 1 skrócona instrukcja obsługi
- Aplikacja OPTISHADE STYLEITALIANO (bezpłatna) do pobrania z Appstore
- 30-dniowa bezpłatna licencja oprogramowania Matisse

Dane techniczne:

- wymiary jednostki: długość 51 mm, średnica 81,5 mm
- waga 60g
- działa z iOS iPhone, iPad i iPod Touch (brak w zestawie)



MDP2 **NOWY MODEL**

Doceniony przez stomatologów, techników i asystentki Smile Lite MDP może współpracować praktycznie z każdym telefonem, niezależnie od modelu i producenta. Nie wymaga kalibracji a regulowany adapter pozwala na podłączenie dowolnego smartfona o szerokości między 55 a 85mm.

**2790zł**

KONTRASTORY DO ZDJĘĆ WEWNĄTRZYSTNYCH

175zł**FP-3001**
Typ A**175zł****FP-3003**
Typ C**175zł****FP-3002**
Typ B**635zł****FP-3100**
Zestaw 4 płyteksprawdź aktualne promocje na www.holdental.pl